

**Obvestilo o varnostnem
popravljalnem ukrepu za DXR**

NUJNO – Obvestilo za varnost na terenu
Podpora pacienta

Posodobitev strojne opreme za podporo pacienta (12NC 989001087431)

Cenjena stranka!

ker sta zanesljivost in varnost pri Philipsu vedno v ospredju, redno spremljamo tudi delovanje svojih izdelkov. Med zadnjimi ocenjevanji pripomočka za *podporo pacienta* družbe Philips smo odkrili morebitno pomanjkljivost, ki lahko pod določenimi pogoji vpliva na delovanje opreme. S tem dopisom vas želimo seznaniti z naslednjim:

- kakšna je pomanjkljivost in v kakšnih pogojih se lahko pojavi,
- ukrepih, s katerimi lahko sami preprečite ali omejite pojavljanje težav,
- načrtovanih ukrepih, s katerimi bo podjetje Philips odpravilo pomanjkljivosti.

**Ta dokument vsebuje pomembne informacije za varno in pravilno uporabo
opreme.**

Naslednje informacije preučite z vsem osebjem, ki mora poznati vsebino tega obvestila. Pomembno je, da razumete namen tega obvestila.

Kopijo hranite skupaj z navodili za uporabo opreme.

Če potrebujete dodatne informacije ali podporo glede te težave, se obrnite na lokalnega zastopnika podjetja Philips:

Gorenje GTI d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje Tel. 080 1777

Za vse nevšečnosti zaradi pomanjkljivosti se vam opravičujemo in upamo, da smo z navedenimi pojasnili zadostno odgovorili na vaša vprašanja.

Lep pozdrav,

Michael Mizrachi
Head of Q&R DXR Hamburg

DXR

Sistem za vodenje kakovosti DXR

**Obvestilo o varnostnem
popravljalnem ukrepu za DXR**

-2/5-

FSN MA-FCO 71200185

21. marec 2018

NUJNO – Obvestilo za varnost na terenu
Podpora pacienta

Posodobitev strojne opreme za podporo pacienta (12NC 989001087431)

PRIZADETI IZDELKI	Podpora pacienta (NC989001087431)
OPIS POMANJKLJIVOSTI	<p>Vznožje podpore pacienta za šivanje lahko lahko pritrdite v dvignjen položaj. Ko pritrditvena sponka (kavelj) ni zaskočena v pravilnem položaju, vznožje ni varno pritrjeno. Če pade iz dvignjenega položaja, lahko poškoduje nogo ali stopalo upravjalca ali pacienta (npr. ko se stojalo premika ali ko ga upravljalec ob premiku navzgor ne pritrdi pravilno).</p> <p>Da pride do te situacije, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tečaja na obeh straneh nista enako obrabljena. • Kavelj ne drži. • Upravljalec ne preveri, ali kavelj trdno drži vznožje. • Vznožje ob dotiku ali med transportom nepričakovano pade. • Stopalo ali noga je v "ciljnem območju". <p>Stopalo je v "nevarnem območju".</p>
NEVARNOSTI	Kavelj ne drži vznožja trdno v navpičnem položaju. Zato lahko vznožje pade ali se spusti proti tlam in poškoduje upravjalca ali pacienta.
KAKO PREPOZNATI PRIZADETE IZDELKE	Prizadeti so vsi pripomočki za podporo pacienta (NC989001087431).


**Obvestilo o varnostnem
popravljalnem ukrepu za DXR**

-3/5-

FSN MA-FCO 71200185

21. marec 2018

NUJNO – Obvestilo za varnost na terenu
Podpora pacienta***Posodobitev strojne opreme za podporo pacienta (12NC 989001087431)***

UKREP STRANKE/UPORABNIK A	<p>Stranka/uporabnik mora vedno preveriti, ali je kavelj v pravilnem položaju in zaskočen, kot je opisano v navodilih za uporabo. (Potisnite kavelj navzdol, da se zaskoči.) Prepričajte se, da je kavelj na svojem mestu, kot je prikazano na sliki z zeleno puščico.</p> 
--	--

Obvestilo o varnostnem
popravljalnem ukrepu za DXR

NUJNO – Obvestilo za varnost na terenu
Podpora pacienta

Posodobitev strojne opreme za podporo pacienta (12NC 989001087431)



DXR

Sistem za vodenje kakovosti DXR

**Obvestilo o varnostnem
popravljalnem ukrepu za DXR**

-5/5-

FSN MA-FCO 71200185

21. marec 2018

NUJNO – Obvestilo za varnost na terenu
Podpora pacienta

Posodobitev strojne opreme za podporo pacienta (12NC 989001087431)

<p>PREDVIDENI UKREPI PODJETJA PHILIPS</p>	<p>Pri družbi Philips načrtujemo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oblikovanje trpežnejših tečajev za zamenjavo za vznožje, • namestitev spremenjenega kavlja za vznožje (prilagojeno novim tečajem), • namestitev zavornega valja pod vznožje za zmanjšanje kinetične energije. <p>Ko bo komplet za terenski ukrep pripravljen, se bo na vas obrnil Philipsov servisni inženir.</p> <p>Pri vsej komunikaciji glede tega programa z družbo Philips navedite sklicno oznako FCO-71200185.</p>
<p>DODATNE INFORMACIJE IN PODPORA</p>	<p>Če potrebujete dodatne informacije ali podporo glede te težave, se obrnite na lokalnega zastopnika družbe Philips.</p>