

NUJNO POMEMBNO VARNOSTNO OBVESTILO

Zadeva:	Nepravilen vnos vrednosti višine in teže
Izdelek:	MOSAIQ
Obseg:	Stranke MOSAIQ, ki uporabljajo različico 2.0 in novejšo
Izdaja obvestila:	september 2019

Opis težave:

Uporabnik lahko v polji Height (višina) in Weight (teža), ki imata nastavljene standardne imperialne merske enote za ZDA, nehote vnese vrednosti za standardne metrične enote.

Podrobnosti:

Če ob vnosu naročila zdravila ali ob preverjanju stanja naročila zdravila manjkajo določene informacije, se prikaže okno za vnos Vitals/Lab Data (podatki o življenjskih znakih/laboratorijski podatki). To okno vsakokrat, ko je prvič odprto za posameznega uporabnika, privzeto pokaže standardne imperialne merske enote za ZDA. Višina ima nastavljeno enoto palci (in), teža pa ima nastavljeno enoto funti (lbs).

Če želi uporabnik imperialne enote zamenjati z metričnimi, mora klikniti izbirni gumb Metric units (metrične enote). Ko je izbrana ta možnost, se enote višine spremenijo v centimetre (cm), enote teže pa v kilograme (kg).

Stranke, ki v vseh ostalih delih programske opreme uporabljajo metrične enote, lahko ne opazijo privzeto nastavljenega izbirnega gumba in enot, ki so prikazane v oknu za vnos Vitals/Lab Data (podatki o življenjskih znakih/laboratorijski podatki). Tako za višino in težo vnesejo vrednosti za metrične merske enote, pričakovane pa so vrednosti za standardne imperialne merske enote za ZDA.

Klinični vpliv:

Če ostanejo nastavljene kot privzete standardne enote za ZDA, vnesene pa so meritve v metričnih enotah, bo izračunana telesna površina veliko večja od pričakovane. Če to ni odkrito, lahko pacient prejme višji odmerek zdravila glede na telesno površino, kot je potrebno.

Priporočeni ukrepi za uporabnika:

Ne pozabite, da okno za vnos Vitals/Lab Data (podatki o življenjskih znakih/laboratorijski podatki) vedno privzeto prikaže standardne imperialne merske enote za ZDA, ko je prvič odprto za posameznega uporabnika. Če želite za višino in težo vnesti vrednosti v centimetrih (cm) in kilogramih (kg), kliknite izbirni gumb za metrične enote. Ta nastavitev se shrani kot lastna nastavitev uporabnika za vsa nadaljnja odpiranja tega okna.

NUJNO POMEMBNO VARNOSTNO OBVESTILO

Ta dokument vsebuje pomembne informacije za nadaljnjo varno in pravilno uporabo opreme.

- To obvestilo namestite na mesto, ki je dostopno vsem uporabnikom, npr. zraven navodil za uporabo, dokler težava ne bo odpravljena.
- Osebe, ki uporablja ta izdelek, seznanite z vsebino tega dopisa.

Popravilni ukrepi družbe Elekta:

Težava bo odpravljena pri naslednji izdaji programa MOSAIQ. Ko bo popravek na voljo, bodo stranke o tem obveščene v obvestilu za izdelek.

Obvestilo je bilo poslano pristojnim regulativnim organom.

Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti, ki jih je povzročil ta ukrep, in se vam že vnaprej zahvaljujemo za sodelovanje.

NUJNO POMEMBNO VARNOSTNO OBVESTILO

Obrazec za potrditev

V skladu z regulativnimi zahtevami morate izpolniti ta obrazec in ga takoj po prejemu ter najkasneje v 30 dneh vrniti družbi Elekta.

Opredelitev:	Pomembno varnostno obvestilo	Referenčna številka FCO:	371-01-MSQ-016
Opis:	Nepravilen vnos vrednosti višine in teže		

Bolnišnica:	
Serijske št. naprave: (če je primerno)	Lokacija ali enota:

Potrjujem, da sem prebral in razumel to obvestilo, hkrati pa tudi potrjujem, da bodo izvedeni vsi priporočeni ukrepi.	
Ime:	Naziv:
Podpis stranke:	Datum:

Potrditev o novi namestitvi mora podpisati tehnik družbe Elekta, ki je opravil namestitvev, ali zastopnik, če ima nameščen izdelek fizična navodila za uporabo/priročnik:	
Potrjujem, da je bila stranka seznanjena z vsebino tega obvestila in da je obvestilo vstavljeno v ustrezen izvod uporabniškega priročnika ali dodano dokumentaciji ustreznega uporabniškega priročnika:	
Ime:	Naziv:
Podpis:	Datum: