

Referenca: 92977025-FA

30 November 2023

Nujno varnostno obvestilo

Model 3120 ZOOM PRM s programsko opremo modela 2892

Zadeva: Varnostno obvestilo – Od 10. januarja 2024 naprej bo parameter ure, ki ga uporablja programska aplikacija modela 2892 na kontrolni napravi modela 3120 ZOOM™, nekatere diagnostične datume prikazoval nepravilno. Referenca ukrepa podjetja Boston Scientific: 92977025-FA.

Spoštovani zdravnik ali zdravstveni delavec (HCP),

s tem pismom vas želimo obvestiti, da bo od 10. januarja 2024 naprej parameter ure, ki ga uporablja programska aplikacija modela 2892 na kontrolni napravi modela 3120 ZOOM, nepravilno prikazoval določene diagnostične datume z letom v 90. letih prejšnjega stoletja. Programska aplikacija modela 2892 podpira približno 8400 srčnih spodbujevalnikov iz preostale družine ALTRUA™, INSIGNIA™ in NEXUS™, ki so bili razdeljeni med oktobrom 2001 in avgustom 2018. To vedenje ne vpliva na delovanje srčnega spodbujevalnika. Kontrolna naprava modela 3120 ZOOM se bliža koncu uporabe in jo bo nadomestila kontrolna naprava modela 3300 LATITUDE™.

Opis nepričakovanega vedenja in klinični vpliv:

Programska aplikacija modela 2892 določa informacije o datumu z uporabo ure kontrolne naprave modela 3120 ZOOM. Na podlagi zasnove programske aplikacije modela 2892 parameter ure podpira datume od 1. januarja 1990 do 10. januarja 2024. Po tem datumu se bo parameter ure znova zagnal in nepravilno prikazal določene diagnostične datume na zaslonu kontrolne naprave, pri shranjevanju na disk in v natisnjenih poročilih.

- Prizadeti diagnostični datumi, ki bodo nepravilno prikazani 10. januarja 2024 ali pozneje, vključujejo datum zadnjega testa baterije, zadnji programirani datum, zadnji datum pregleda, zadnje ponastavljene števec/histograme in datume testov naknadnega spremljanja, kot so testi intrinzične amplitude, impedance spodbujanja in praga spodbujanja. Upoštevajte, da so vsi datumi pravilno prikazani na kontrolni napravi modela 3300 LATITUDE.
- To ne vpliva na datume indikatorjev zamenjave in datume dogodkov v dnevniku aritmij, ki so prikazani pravilno.
- To ne vpliva na delovanje srčnega spodbujevalnika, dejansko preostalo življenjsko dobo srčnega spodbujevalnika ali prikaz merilnika količine napolnjenosti baterije.

To vedenje vpliva samo na srčne spodbujevalnike, ki jih podpira programska oprema modela 2892 na kontrolni napravi modela 3120 ZOOM, in ne vpliva na datume, prikazane na kontrolni napravi modela 3300 LATITUDE ali sistemu LATITUDE Consult™.

Priporočilo:

- To pismo hranite pri vseh kontrolnih napravah modela 3120 v vašem centru ali pa ga razdelite vsem zdravstvenim delavcem, ki izvajajo preglede srčnih spodbujevalnikov z uporabo kontrolne naprave modela 3120 ZOOM. Pri uporabi programske aplikacije modela 2892 na kontrolni napravi 3120 ZOOM, kjer datum vključuje leto iz 90. let prejšnjega stoletja, lahko zdravstveni delavci:
 - določijo natančen datum s pregledom srčnega spodbujevalnika ALTRUA, INSIGNIA ali NEXUS s kontrolno napravo modela 3300 LATITUDE; ali
 - določijo približni datum (v razponu dveh dni) s pomočjo tabele v dodatku A.
- Podjetje Boston Scientific ne priporoča profilaktične nadomestitve srčnih spodbujevalnikov zaradi nepravilnih datumov.
- **Izpolnite priložen obrazec za potrditev in ga pošljite podjetju Boston Scientific na «Customer_Service_Fax_Number» do 22. decembra 2023.** Izpolnjen obrazec se zahteva od vsake ustanove, ki prejme to pismo.

Dodatne informacije:

Vaš pristojni organ je obveščen o tem varnostnem obvestilu.

Zavedamo se, kako komunikacije učinkujejo na vas in vaše bolnike, in smo zavezani k transparentni komunikaciji z našimi zdravniki in zdravstvenimi delavci, da vam lahko za obravnavo vaših bolnikov zagotovimo pravočasne in pomembne informacije.

Če imate v zvezi s to informacijo kakršnakoli vprašanja ali če želite poročati o neželenem dogodku, vas prosimo, da stopite v stik z vašim predstavnikom družbe ali tehnično službo podjetja Boston Scientific in vašim lokalnim regulativnim organom, kot je ustrezno.

Lep pozdrav,



Alexandra Naughton

Podpredsednica, oddelek za zagotavljanje kakovosti

Dodatek A

Na podlagi zasnove programske aplikacije modela 2892 parameter ure podpira datume od 1. januarja 1990 do 10. januarja 2024 do 13:37 po lokalnem času 10. januarja 2024. Po tem datumu se bo parameter ure znova zagnal in nepravilno prikazal določene diagnostične datume na zaslonu kontrolne naprave, pri shranjevanju na disk in v natisnjenih poročilih.

Ker se parameter ure znova zažene ob 13:37 po lokalnem času 10. januarja 2024, bo dejanski datum bodisi približni datum, ki je naveden spodaj, bodisi naslednji dan, odvisno od ure dneva, ko je prišlo do diagnostičnega datuma. Natančen datum je mogoče določiti s pregledom srčnega spodbujevalnika s kontrolno napravo modela 3300 LATITUDE.

Prikazan datum Displayed Date	Približni datum Approximate Date	Prikazan datum Displayed Date	Približni datum Approximate Date	Prikazan datum Displayed Date	Približni datum Approximate Date	Prikazan datum Displayed Date	Približni datum Approximate Date
1-Jan-1990	10-Jan-2024	4-Feb-1990	13-Feb-2024	10-Mar-1990	18-Mar-2024	13-Apr-1990	21-Apr-2024
2-Jan-1990	11-Jan-2024	5-Feb-1990	14-Feb-2024	11-Mar-1990	19-Mar-2024	14-Apr-1990	22-Apr-2024
3-Jan-1990	12-Jan-2024	6-Feb-1990	15-Feb-2024	12-Mar-1990	20-Mar-2024	15-Apr-1990	23-Apr-2024
4-Jan-1990	13-Jan-2024	7-Feb-1990	16-Feb-2024	13-Mar-1990	21-Mar-2024	16-Apr-1990	24-Apr-2024
5-Jan-1990	14-Jan-2024	8-Feb-1990	17-Feb-2024	14-Mar-1990	22-Mar-2024	17-Apr-1990	25-Apr-2024
6-Jan-1990	15-Jan-2024	9-Feb-1990	18-Feb-2024	15-Mar-1990	23-Mar-2024	18-Apr-1990	26-Apr-2024
7-Jan-1990	16-Jan-2024	10-Feb-1990	19-Feb-2024	16-Mar-1990	24-Mar-2024	19-Apr-1990	27-Apr-2024
8-Jan-1990	17-Jan-2024	11-Feb-1990	20-Feb-2024	17-Mar-1990	25-Mar-2024	20-Apr-1990	28-Apr-2024
9-Jan-1990	18-Jan-2024	12-Feb-1990	21-Feb-2024	18-Mar-1990	26-Mar-2024	21-Apr-1990	29-Apr-2024
10-Jan-1990	19-Jan-2024	13-Feb-1990	22-Feb-2024	19-Mar-1990	27-Mar-2024	22-Apr-1990	30-Apr-2024
11-Jan-1990	20-Jan-2024	14-Feb-1990	23-Feb-2024	20-Mar-1990	28-Mar-2024	23-Apr-1990	1-May-2024
12-Jan-1990	21-Jan-2024	15-Feb-1990	24-Feb-2024	21-Mar-1990	29-Mar-2024	24-Apr-1990	2-May-2024
13-Jan-1990	22-Jan-2024	16-Feb-1990	25-Feb-2024	22-Mar-1990	30-Mar-2024	25-Apr-1990	3-May-2024
14-Jan-1990	23-Jan-2024	17-Feb-1990	26-Feb-2024	23-Mar-1990	31-Mar-2024	26-Apr-1990	4-May-2024
15-Jan-1990	24-Jan-2024	18-Feb-1990	27-Feb-2024	24-Mar-1990	1-Apr-2024	27-Apr-1990	5-May-2024
16-Jan-1990	25-Jan-2024	19-Feb-1990	28-Feb-2024	25-Mar-1990	2-Apr-2024	28-Apr-1990	6-May-2024
17-Jan-1990	26-Jan-2024	20-Feb-1990	29-Feb-2024	26-Mar-1990	3-Apr-2024	29-Apr-1990	7-May-2024
18-Jan-1990	27-Jan-2024	21-Feb-1990	1-Mar-2024	27-Mar-1990	4-Apr-2024	30-Apr-1990	8-May-2024
19-Jan-1990	28-Jan-2024	22-Feb-1990	2-Mar-2024	28-Mar-1990	5-Apr-2024	1-May-1990	9-May-2024
20-Jan-1990	29-Jan-2024	23-Feb-1990	3-Mar-2024	29-Mar-1990	6-Apr-2024	2-May-1990	10-May-2024
21-Jan-1990	30-Jan-2024	24-Feb-1990	4-Mar-2024	30-Mar-1990	7-Apr-2024	3-May-1990	11-May-2024
22-Jan-1990	31-Jan-2024	25-Feb-1990	5-Mar-2024	31-Mar-1990	8-Apr-2024	4-May-1990	12-May-2024
23-Jan-1990	1-Feb-2024	26-Feb-1990	6-Mar-2024	1-Apr-1990	9-Apr-2024	5-May-1990	13-May-2024
24-Jan-1990	2-Feb-2024	27-Feb-1990	7-Mar-2024	2-Apr-1990	10-Apr-2024	6-May-1990	14-May-2024
25-Jan-1990	3-Feb-2024	28-Feb-1990	8-Mar-2024	3-Apr-1990	11-Apr-2024	7-May-1990	15-May-2024
26-Jan-1990	4-Feb-2024	1-Mar-1990	9-Mar-2024	4-Apr-1990	12-Apr-2024	8-May-1990	16-May-2024
27-Jan-1990	5-Feb-2024	2-Mar-1990	10-Mar-2024	5-Apr-1990	13-Apr-2024	9-May-1990	17-May-2024
28-Jan-1990	6-Feb-2024	3-Mar-1990	11-Mar-2024	6-Apr-1990	14-Apr-2024	10-May-1990	18-May-2024
29-Jan-1990	7-Feb-2024	4-Mar-1990	12-Mar-2024	7-Apr-1990	15-Apr-2024	11-May-1990	19-May-2024
30-Jan-1990	8-Feb-2024	5-Mar-1990	13-Mar-2024	8-Apr-1990	16-Apr-2024	12-May-1990	20-May-2024
31-Jan-1990	9-Feb-2024	6-Mar-1990	14-Mar-2024	9-Apr-1990	17-Apr-2024	13-May-1990	21-May-2024
1-Feb-1990	10-Feb-2024	7-Mar-1990	15-Mar-2024	10-Apr-1990	18-Apr-2024	14-May-1990	22-May-2024
2-Feb-1990	11-Feb-2024	8-Mar-1990	16-Mar-2024	11-Apr-1990	19-Apr-2024	15-May-1990	23-May-2024
3-Feb-1990	12-Feb-2024	9-Mar-1990	17-Mar-2024	12-Apr-1990	20-Apr-2024	16-May-1990	24-May-2024

Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date
17-May-1990	25-May-2024	4-Jul-1990	12-Jul-2024	21-Aug-1990	29-Aug-2024	8-Oct-1990	16-Oct-2024
18-May-1990	26-May-2024	5-Jul-1990	13-Jul-2024	22-Aug-1990	30-Aug-2024	9-Oct-1990	17-Oct-2024
19-May-1990	27-May-2024	6-Jul-1990	14-Jul-2024	23-Aug-1990	31-Aug-2024	10-Oct-1990	18-Oct-2024
20-May-1990	28-May-2024	7-Jul-1990	15-Jul-2024	24-Aug-1990	1-Sep-2024	11-Oct-1990	19-Oct-2024
21-May-1990	29-May-2024	8-Jul-1990	16-Jul-2024	25-Aug-1990	2-Sep-2024	12-Oct-1990	20-Oct-2024
22-May-1990	30-May-2024	9-Jul-1990	17-Jul-2024	26-Aug-1990	3-Sep-2024	13-Oct-1990	21-Oct-2024
23-May-1990	31-May-2024	10-Jul-1990	18-Jul-2024	27-Aug-1990	4-Sep-2024	14-Oct-1990	22-Oct-2024
24-May-1990	1-Jun-2024	11-Jul-1990	19-Jul-2024	28-Aug-1990	5-Sep-2024	15-Oct-1990	23-Oct-2024
25-May-1990	2-Jun-2024	12-Jul-1990	20-Jul-2024	29-Aug-1990	6-Sep-2024	16-Oct-1990	24-Oct-2024
26-May-1990	3-Jun-2024	13-Jul-1990	21-Jul-2024	30-Aug-1990	7-Sep-2024	17-Oct-1990	25-Oct-2024
27-May-1990	4-Jun-2024	14-Jul-1990	22-Jul-2024	31-Aug-1990	8-Sep-2024	18-Oct-1990	26-Oct-2024
28-May-1990	5-Jun-2024	15-Jul-1990	23-Jul-2024	1-Sep-1990	9-Sep-2024	19-Oct-1990	27-Oct-2024
29-May-1990	6-Jun-2024	16-Jul-1990	24-Jul-2024	2-Sep-1990	10-Sep-2024	20-Oct-1990	28-Oct-2024
30-May-1990	7-Jun-2024	17-Jul-1990	25-Jul-2024	3-Sep-1990	11-Sep-2024	21-Oct-1990	29-Oct-2024
31-May-1990	8-Jun-2024	18-Jul-1990	26-Jul-2024	4-Sep-1990	12-Sep-2024	22-Oct-1990	30-Oct-2024
1-Jun-1990	9-Jun-2024	19-Jul-1990	27-Jul-2024	5-Sep-1990	13-Sep-2024	23-Oct-1990	31-Oct-2024
2-Jun-1990	10-Jun-2024	20-Jul-1990	28-Jul-2024	6-Sep-1990	14-Sep-2024	24-Oct-1990	1-Nov-2024
3-Jun-1990	11-Jun-2024	21-Jul-1990	29-Jul-2024	7-Sep-1990	15-Sep-2024	25-Oct-1990	2-Nov-2024
4-Jun-1990	12-Jun-2024	22-Jul-1990	30-Jul-2024	8-Sep-1990	16-Sep-2024	26-Oct-1990	3-Nov-2024
5-Jun-1990	13-Jun-2024	23-Jul-1990	31-Jul-2024	9-Sep-1990	17-Sep-2024	27-Oct-1990	4-Nov-2024
6-Jun-1990	14-Jun-2024	24-Jul-1990	1-Aug-2024	10-Sep-1990	18-Sep-2024	28-Oct-1990	5-Nov-2024
7-Jun-1990	15-Jun-2024	25-Jul-1990	2-Aug-2024	11-Sep-1990	19-Sep-2024	29-Oct-1990	6-Nov-2024
8-Jun-1990	16-Jun-2024	26-Jul-1990	3-Aug-2024	12-Sep-1990	20-Sep-2024	30-Oct-1990	7-Nov-2024
9-Jun-1990	17-Jun-2024	27-Jul-1990	4-Aug-2024	13-Sep-1990	21-Sep-2024	31-Oct-1990	8-Nov-2024
10-Jun-1990	18-Jun-2024	28-Jul-1990	5-Aug-2024	14-Sep-1990	22-Sep-2024	1-Nov-1990	9-Nov-2024
11-Jun-1990	19-Jun-2024	29-Jul-1990	6-Aug-2024	15-Sep-1990	23-Sep-2024	2-Nov-1990	10-Nov-2024
12-Jun-1990	20-Jun-2024	30-Jul-1990	7-Aug-2024	16-Sep-1990	24-Sep-2024	3-Nov-1990	11-Nov-2024
13-Jun-1990	21-Jun-2024	31-Jul-1990	8-Aug-2024	17-Sep-1990	25-Sep-2024	4-Nov-1990	12-Nov-2024
14-Jun-1990	22-Jun-2024	1-Aug-1990	9-Aug-2024	18-Sep-1990	26-Sep-2024	5-Nov-1990	13-Nov-2024
15-Jun-1990	23-Jun-2024	2-Aug-1990	10-Aug-2024	19-Sep-1990	27-Sep-2024	6-Nov-1990	14-Nov-2024
16-Jun-1990	24-Jun-2024	3-Aug-1990	11-Aug-2024	20-Sep-1990	28-Sep-2024	7-Nov-1990	15-Nov-2024
17-Jun-1990	25-Jun-2024	4-Aug-1990	12-Aug-2024	21-Sep-1990	29-Sep-2024	8-Nov-1990	16-Nov-2024
18-Jun-1990	26-Jun-2024	5-Aug-1990	13-Aug-2024	22-Sep-1990	30-Sep-2024	9-Nov-1990	17-Nov-2024
19-Jun-1990	27-Jun-2024	6-Aug-1990	14-Aug-2024	23-Sep-1990	1-Oct-2024	10-Nov-1990	18-Nov-2024
20-Jun-1990	28-Jun-2024	7-Aug-1990	15-Aug-2024	24-Sep-1990	2-Oct-2024	11-Nov-1990	19-Nov-2024
21-Jun-1990	29-Jun-2024	8-Aug-1990	16-Aug-2024	25-Sep-1990	3-Oct-2024	12-Nov-1990	20-Nov-2024
22-Jun-1990	30-Jun-2024	9-Aug-1990	17-Aug-2024	26-Sep-1990	4-Oct-2024	13-Nov-1990	21-Nov-2024
23-Jun-1990	1-Jul-2024	10-Aug-1990	18-Aug-2024	27-Sep-1990	5-Oct-2024	14-Nov-1990	22-Nov-2024
24-Jun-1990	2-Jul-2024	11-Aug-1990	19-Aug-2024	28-Sep-1990	6-Oct-2024	15-Nov-1990	23-Nov-2024
25-Jun-1990	3-Jul-2024	12-Aug-1990	20-Aug-2024	29-Sep-1990	7-Oct-2024	16-Nov-1990	24-Nov-2024
26-Jun-1990	4-Jul-2024	13-Aug-1990	21-Aug-2024	30-Sep-1990	8-Oct-2024	17-Nov-1990	25-Nov-2024
27-Jun-1990	5-Jul-2024	14-Aug-1990	22-Aug-2024	1-Oct-1990	9-Oct-2024	18-Nov-1990	26-Nov-2024
28-Jun-1990	6-Jul-2024	15-Aug-1990	23-Aug-2024	2-Oct-1990	10-Oct-2024	19-Nov-1990	27-Nov-2024
29-Jun-1990	7-Jul-2024	16-Aug-1990	24-Aug-2024	3-Oct-1990	11-Oct-2024	20-Nov-1990	28-Nov-2024
30-Jun-1990	8-Jul-2024	17-Aug-1990	25-Aug-2024	4-Oct-1990	12-Oct-2024	21-Nov-1990	29-Nov-2024
1-Jul-1990	9-Jul-2024	18-Aug-1990	26-Aug-2024	5-Oct-1990	13-Oct-2024	22-Nov-1990	30-Nov-2024
2-Jul-1990	10-Jul-2024	19-Aug-1990	27-Aug-2024	6-Oct-1990	14-Oct-2024	23-Nov-1990	1-Dec-2024
3-Jul-1990	11-Jul-2024	20-Aug-1990	28-Aug-2024	7-Oct-1990	15-Oct-2024	24-Nov-1990	2-Dec-2024

Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date	Displayed Date	Approximate Date
25-Nov-1990	3-Dec-2024	12-Jan-1991	20-Jan-2025	1-Mar-1991	9-Mar-2025	18-Apr-1991	26-Apr-2025
26-Nov-1990	4-Dec-2024	13-Jan-1991	21-Jan-2025	2-Mar-1991	10-Mar-2025	19-Apr-1991	27-Apr-2025
27-Nov-1990	5-Dec-2024	14-Jan-1991	22-Jan-2025	3-Mar-1991	11-Mar-2025	20-Apr-1991	28-Apr-2025
28-Nov-1990	6-Dec-2024	15-Jan-1991	23-Jan-2025	4-Mar-1991	12-Mar-2025	21-Apr-1991	29-Apr-2025
29-Nov-1990	7-Dec-2024	16-Jan-1991	24-Jan-2025	5-Mar-1991	13-Mar-2025	22-Apr-1991	30-Apr-2025
30-Nov-1990	8-Dec-2024	17-Jan-1991	25-Jan-2025	6-Mar-1991	14-Mar-2025	23-Apr-1991	1-May-2025
1-Dec-1990	9-Dec-2024	18-Jan-1991	26-Jan-2025	7-Mar-1991	15-Mar-2025	24-Apr-1991	2-May-2025
2-Dec-1990	10-Dec-2024	19-Jan-1991	27-Jan-2025	8-Mar-1991	16-Mar-2025	25-Apr-1991	3-May-2025
3-Dec-1990	11-Dec-2024	20-Jan-1991	28-Jan-2025	9-Mar-1991	17-Mar-2025	26-Apr-1991	4-May-2025
4-Dec-1990	12-Dec-2024	21-Jan-1991	29-Jan-2025	10-Mar-1991	18-Mar-2025	27-Apr-1991	5-May-2025
5-Dec-1990	13-Dec-2024	22-Jan-1991	30-Jan-2025	11-Mar-1991	19-Mar-2025	28-Apr-1991	6-May-2025
6-Dec-1990	14-Dec-2024	23-Jan-1991	31-Jan-2025	12-Mar-1991	20-Mar-2025	29-Apr-1991	7-May-2025
7-Dec-1990	15-Dec-2024	24-Jan-1991	1-Feb-2025	13-Mar-1991	21-Mar-2025	30-Apr-1991	8-May-2025
8-Dec-1990	16-Dec-2024	25-Jan-1991	2-Feb-2025	14-Mar-1991	22-Mar-2025	1-May-1991	9-May-2025
9-Dec-1990	17-Dec-2024	26-Jan-1991	3-Feb-2025	15-Mar-1991	23-Mar-2025	2-May-1991	10-May-2025
10-Dec-1990	18-Dec-2024	27-Jan-1991	4-Feb-2025	16-Mar-1991	24-Mar-2025	3-May-1991	11-May-2025
11-Dec-1990	19-Dec-2024	28-Jan-1991	5-Feb-2025	17-Mar-1991	25-Mar-2025	4-May-1991	12-May-2025
12-Dec-1990	20-Dec-2024	29-Jan-1991	6-Feb-2025	18-Mar-1991	26-Mar-2025	5-May-1991	13-May-2025
13-Dec-1990	21-Dec-2024	30-Jan-1991	7-Feb-2025	19-Mar-1991	27-Mar-2025	6-May-1991	14-May-2025
14-Dec-1990	22-Dec-2024	31-Jan-1991	8-Feb-2025	20-Mar-1991	28-Mar-2025	7-May-1991	15-May-2025
15-Dec-1990	23-Dec-2024	1-Feb-1991	9-Feb-2025	21-Mar-1991	29-Mar-2025	8-May-1991	16-May-2025
16-Dec-1990	24-Dec-2024	2-Feb-1991	10-Feb-2025	22-Mar-1991	30-Mar-2025	9-May-1991	17-May-2025
17-Dec-1990	25-Dec-2024	3-Feb-1991	11-Feb-2025	23-Mar-1991	31-Mar-2025	10-May-1991	18-May-2025
18-Dec-1990	26-Dec-2024	4-Feb-1991	12-Feb-2025	24-Mar-1991	1-Apr-2025	11-May-1991	19-May-2025
19-Dec-1990	27-Dec-2024	5-Feb-1991	13-Feb-2025	25-Mar-1991	2-Apr-2025	12-May-1991	20-May-2025
20-Dec-1990	28-Dec-2024	6-Feb-1991	14-Feb-2025	26-Mar-1991	3-Apr-2025	13-May-1991	21-May-2025
21-Dec-1990	29-Dec-2024	7-Feb-1991	15-Feb-2025	27-Mar-1991	4-Apr-2025	14-May-1991	22-May-2025
22-Dec-1990	30-Dec-2024	8-Feb-1991	16-Feb-2025	28-Mar-1991	5-Apr-2025	15-May-1991	23-May-2025
23-Dec-1990	31-Dec-2024	9-Feb-1991	17-Feb-2025	29-Mar-1991	6-Apr-2025	16-May-1991	24-May-2025
24-Dec-1990	1-Jan-2025	10-Feb-1991	18-Feb-2025	30-Mar-1991	7-Apr-2025	17-May-1991	25-May-2025
25-Dec-1990	2-Jan-2025	11-Feb-1991	19-Feb-2025	31-Mar-1991	8-Apr-2025	18-May-1991	26-May-2025
26-Dec-1990	3-Jan-2025	12-Feb-1991	20-Feb-2025	1-Apr-1991	9-Apr-2025	19-May-1991	27-May-2025
27-Dec-1990	4-Jan-2025	13-Feb-1991	21-Feb-2025	2-Apr-1991	10-Apr-2025	20-May-1991	28-May-2025
28-Dec-1990	5-Jan-2025	14-Feb-1991	22-Feb-2025	3-Apr-1991	11-Apr-2025	21-May-1991	29-May-2025
29-Dec-1990	6-Jan-2025	15-Feb-1991	23-Feb-2025	4-Apr-1991	12-Apr-2025	22-May-1991	30-May-2025
30-Dec-1990	7-Jan-2025	16-Feb-1991	24-Feb-2025	5-Apr-1991	13-Apr-2025	23-May-1991	31-May-2025
31-Dec-1990	8-Jan-2025	17-Feb-1991	25-Feb-2025	6-Apr-1991	14-Apr-2025	24-May-1991	1-Jun-2025
1-Jan-1991	9-Jan-2025	18-Feb-1991	26-Feb-2025	7-Apr-1991	15-Apr-2025	25-May-1991	2-Jun-2025
2-Jan-1991	10-Jan-2025	19-Feb-1991	27-Feb-2025	8-Apr-1991	16-Apr-2025	26-May-1991	3-Jun-2025
3-Jan-1991	11-Jan-2025	20-Feb-1991	28-Feb-2025	9-Apr-1991	17-Apr-2025	27-May-1991	4-Jun-2025
4-Jan-1991	12-Jan-2025	21-Feb-1991	1-Mar-2025	10-Apr-1991	18-Apr-2025	28-May-1991	5-Jun-2025
5-Jan-1991	13-Jan-2025	22-Feb-1991	2-Mar-2025	11-Apr-1991	19-Apr-2025	29-May-1991	6-Jun-2025
6-Jan-1991	14-Jan-2025	23-Feb-1991	3-Mar-2025	12-Apr-1991	20-Apr-2025	30-May-1991	7-Jun-2025
7-Jan-1991	15-Jan-2025	24-Feb-1991	4-Mar-2025	13-Apr-1991	21-Apr-2025	31-May-1991	8-Jun-2025
8-Jan-1991	16-Jan-2025	25-Feb-1991	5-Mar-2025	14-Apr-1991	22-Apr-2025	1-Jun-1991	9-Jun-2025
9-Jan-1991	17-Jan-2025	26-Feb-1991	6-Mar-2025	15-Apr-1991	23-Apr-2025	2-Jun-1991	10-Jun-2025
10-Jan-1991	18-Jan-2025	27-Feb-1991	7-Mar-2025	16-Apr-1991	24-Apr-2025	3-Jun-1991	11-Jun-2025
11-Jan-1991	19-Jan-2025	28-Feb-1991	8-Mar-2025	17-Apr-1991	25-Apr-2025	4-Jun-1991	12-Jun-2025

«Sold_to» - «Hospital_Name» - «City» - «Country»

Obrazec za potrditev – Nujna varnostna obvestila
Model 3120 ZOOM PRM s programsko opremo modela 2892
92977025-FA

S podpisom tega obrazca potrjujem, da
sem prebral(-a) in razumel(-a)
varnostna obvestila podjetja Boston Scientific

z dne 30. novembra 2023 za:

Model 3120 ZOOM PRM s programsko opremo modela 2892

IME* _____ **Naziv** _____

Telefon _____ **E-pošta** _____

PODPIS* _____ **DATUM*** _____

* Obvezno izpolnite to polje

dd/mm/llll