

Nujno varnostno obvestilo

Poškodba sterilne pregrade prepustne vrečke za neresorptivne kirurške niti

Odpoklic

Ime pripomočka	
Monofilamentne kirurške niti Dermalon™ iz najlona	Monofilamentne kirurške niti Monosof™ iz najlona Monofilamentna kirurška nit iz najlona
Monofilamentna kirurška nit Novafil™ iz polibutestra	Svilena prepletana kirurška nit Sofsilik™ s premazom
Prepletana kirurška nit Surgilon™ iz najlona	Prepletana kirurška nit Surgidac™ iz poliestra brez premaza
Monofilamentne kirurške niti Surgipro™ iz polipropilena	Monofilamentne kirurške niti Surgipro™ II iz polipropilena
Prepletana kirurška nit Ti-Cron™ iz poliestra s premazom	Kompleti kirurških niti po meri

01. december 2022

Referenca družbe Medtronic: FA1286

Enotna registrska številka proizvajalca za EU (SRN): US-MF-000028763

Spoštovani,

s tem dopisom vas obveščamo, da družba Medtronic prostovoljno izdaja odpoklic določenih serij neresorptivnih kirurških niti. Ta dopis ste prejeli, ker je v evidenci družbe Medtronic zabeleženo, da ima vaša ustanova morda vsaj eno od neresorptivnih kirurških niti v obsegu odpoklica, kot je navedeno v Prilogi A. Družba Medtronic ta ukrep sprejema za preprečevanje uporabe neresorptivnih kirurških niti v obsegu odpoklica, ki lahko škodujejo bolnikom.

Opis težave:

Družba Medtronic je ugotovila, da lahko napake v proizvodnji ovojnine povzročijo vrzel ali pregib v tesnilu prepustne vrečke za navedene neresorptivne kirurške niti, kar povzroči poškodbo sterilne pregrade. Morebitne poškodbe zaradi poškodovane sterilne pregrade lahko vključujejo okužbo ali izgubo vida pri oftalmoloških posegih in sicer v primerih pri katerih pride do neposrednega stika z bolnikom.

Do 1. novembra 2022 družba Medtronic ni prejela pritožb glede napake v povezavi s poškodbo ovojnine ali poročil o hudih poškodbah bolnikov zaradi te težave.

Ni dodatnih priporočil za obravnavo bolnikov, pri katerih so se zadevne neresorptivne kirurške niti iz tega odpoklica uporabile med posegom. Te bolnike je treba še naprej spremljati v skladu s standardnimi protokoli oskrbe vaše zdravstvene ustanove in specifične uporabe.

Ukrepi:

- Identificirajte vse zadevne neresorptivne kirurške niti, ki so neuporabljene ali so brez pretečenega roka uporabnosti, kot je navedeno v Prilogi A, in jih umaknite iz zalog.
- Izpolnite obrazec o potrditvi stranke (CAF), tudi če **nimate** zaloge.
- Vse neuporabljene zadevne pripomočke in zadevne pripomočke brez pretečenega roka uporabnosti v zalogi vrnite družbi Medtronic, kot je navedeno v navodilih za pošiljanje in vračilo v nadaljevanju.
- To obvestilo posredujte vsem osebam v svoji ustanovi, ki morajo biti o tem obveščene, oziroma v vse ustanove, v katere so se morebitno zadevni pripomočki prenesli ali distribuiral.

Navodila za pošiljanje in vračilo:


	Stranka z zalogo	Stranka brez zaloge	Kam poslati izpolnjeni obrazec
Nakup neposredno pri družbi Medtronic	<p>V celoti izpolnite priloženi obrazec za potrditev vračila.</p> <p>Po prejemu vašega obrazca bodo v službi za stranke družbe Medtronic stopili v stik z vami, da organizirajo vračilo pripomočkov. Za neuporabljene pripomočke, ki jih vrnete, boste prejeli dobropis.</p>	Izpolnite obrazec in potrdite polje »Ni zaloge«.	Izpolnjeni obrazec pošljite po e-pošti ali faksu osebi za stik družbe Medtronic, ki je navedena na obrazcu za potrditev.
Nakup pri distributerju	Izpolnite vsa polja obrazca in se obrnite neposredno na distributerja, da uredite vračilo pripomočka.	Izpolnite obrazec in potrdite polje »Ni zaloge«.	Izpolnjeni obrazec pošljite po e-pošti ali faksu distributerju in osebi za stik družbe Medtronic, ki je navedena na obrazcu za potrditev.

Dodatne informacije:

Pristojni organ v vaši državi (JAZMP) je o tem ukrepu obveščen.

Obžalujemo morebitne nevesočnosti, ki bodo pri tem morda nastale. Zavezani smo k zagotavljanju varnosti bolnikov in cenimo vaše hitro ukrepanje glede te zadeve. Če imate kakršna koli vprašanja glede tega dopisa, se obrnite na predstavnika družbe Medtronic na Peter Mulec, peter.mulec@medtronic.com ali na Medtronic d.o.o., Ameriška ul. 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Lep pozdrav,

v.z. 

MEDTRONIC d.o.o.
Ameriška ulica 8
1000 Ljubljana 2

Alen Galić

Vodja poslovne enote

Medtronic Adriatic d.o.o.


alen.galic@medtronic.com

Priloga A:

IDENTIFIKACIJA ZADEVNEGA PRIPOMOČKA

Na oznakah pripomočkov v zalogi poiščite informacije o pripomočkih (glejte primer v diagramu A) in jih primerjajte z informacijami zadevnih pripomočkov v ustrezni preglednici, ki je urejena po imenih pripomočkov po abecedi.

Diagram A:



Komplet kirurških niti po meri Opis pripomočka	Številka modela	Serijska št.
US1638 CUSTOM SUTURE PACK	US1638	A1K0289Y
US1638 CUSTOM SUTURE PACK	US1638	A1K0291Y
US1756 CUSTOM SUTURE PACK	US1756	A2E0454Y
US1638 CUSTOM SUTURE PACK	US1638	A1K0283Y

Monofilamentne kirurške niti Dermalon™ iz najlona Opis pripomočka	Številka modela	Serijska št.
88861741-11 DERMALON* 6-0 BLU 45CM C1	8886174111	D2B0701Y D2E3000Y
88861747-11 DERMALON* 6-0 BLU 45CM C12	8886174711	D1M2315FY D1M2326FY D2F1873FY
88861749-24 DERMALON* 5-0 BLU 45CM P13	8886174924	D2B2781FY
88861756-11 DERMALON* 6-0 BLU 45CM C13	8886175611	D2B1309FY
88861757-41 DERMALON* 3-0 BLU 75CM C13	8886175741	D1J0777FY

Monofilamentne kirurške niti Monosof™ iz najlona Monofilamentne kirurške niti iz najlona Opis pripomočka	Številka modela	Serijska št.
CN-724 MONOSOF* 1 BLK 100CM GS25 X36	CN724	D1B2528Y
CN-791 MONOSOF* 2-0 BLK 100CM GCC90X36	CN791	D1L1776Y
CN791-12 MONOSOF* 2-0 BLK 100CM GCC90	CN79112	D1L1776Y
CN-793 MONOSOF* 1 BLK 100CM GCC90 X36	CN793	D1D2772Y
CN-793 MONOSOF* 1 BLK 100CM GCC90 X36	CN793	D2B2754Y
CN793-12 MONOSOF* 1 BLK 100CM GCC90X12	CN79312	D1D2772Y
CN-830-L MONOSOF* 1 BLK 150CM LP GS25	CN830L	D1D2705Y
SUT GNJ-283 MONOSOF 2/0 BLK ST DA 90CM	GNJ283	D1E0555Y D1E0750Y D2D1396Y
N-2781K MONOSOF* 5-0 BLK 45CM SS24 DAX12	N2781K	D1L2330Y
SUT N-59 MONOSOF 2-0 BLK 6X45CM PCT	N59	D2D2350Y
SN-1647 MONOSOF* 7-0 BLK 45CM P16 X36	SN1647	D2E2028FY
SN-1647G MONOSOF* 7-0 BLK 45CM P16 X12	SN1647G	D2B2227FY
SN-247 MONOSOF* 3-0 BLK 90CM C23 X36	SN247	D1D3222FY D2B0043FY
SN-3686 MONOSOF* 7-0 BLK 45CM P10 X12	SN3686	D2E2761FY D2F0402FY
SN-3695 MONOSOF* 5-0 BLK 45CM P10 X12	SN3695	D1G0954FY D1L0957FY D2C1333FY D2E2762FY
SN-3697 MONOSOF* 6-0 BLK 45CM P10 X12	SN3697	D1L1710FY D2C1211FY
SN-3965 MONOSOF* 5-0 BLK 45CM PC11 X12	SN3965	D1E1222Y
SN-5660G MONOSOF* 6-0 BLK 45CM P24 X12	SN5660G	D1L0922FY
SN-5665G MONOSOF* 6-0 BLK 45CM P12 X12	SN5665G	D1L0774FY
SN-5690G MONOSOF* 5-0 CLR 45CM P13 X12	SN5690G	D1M1283FY
SN-5691 MONOSOF* 4-0 CLR 45CM P13 X36	SN5691	D2D0703FY
SN-5694 MONOSOF* 4-0 BLK 45CM P11 X36	SN5694	D1J1230FY
SN-5696 MONOSOF* 6-0 BLK 45CM P13 X36	SN5696	D1M2419FY
SN-5697 MONOSOF* 6-0 BLK 45CM P10 X36	SN5697	D2F0399FY
SN-5767G MONOSOF* 6-0 BLK 45CM P11 X12	SN5767G	D2A0554FY
SN-630 MONOSOF* 4-0 BLK 75CM C22 X36	SN630	D1M1286FY
SN-643 MONOSOF* 5-0 BLK 75CM C13 X36	SN643	D2B0369FY
SN-667G MONOSOF* 6-0 BLK 45CM C1 X12	SN667G	D1L2502FY
SN-694 MONOSOF* 2-0 BLK 90CM C18 X36	SN694	D2C0324FY
SN-871 MONOSOF* 5-0 BLK 45CM C1 X36	SN871	D1K3362FY
SN-872 MONOSOF* 4-0 BLK 45CM C1 X36	SN872	D1K2654FY

Monofilamentne kirurške niti Monosof™ iz najlona Monofilamentne kirurške niti iz najlona Opis pripomočka	Številka modela	Serijska št.
		D1M2450FY
S661GX 5-0 NYLON 18 DS18	S661GX	D1L0912FY
S697GX 6-0 NYLON 18 DSM11	S697GX	D1M2377FY D1M2847FY
S913BX 5-0 NYLON 10 DS12	S913BX	D2D1386FY
S931BX 4-0 NYLON 10 DS12	S931BX	D2B0756FY

Monofilamentna kirurška nit Novafil™ iz polibutestra Opis pripomočka	Številka modela	Serijska št.
8886 4002-41 NOVAFIL 3-0 BLU 90CM C14	8886400241	D1G1762FY
8886 4400-13 NOVAFIL 6-0 BLU 45CM SBE2	8886440013	D2A0461Y
8886 4400-23 NOVAFIL 5-0 BLU 45CM SBE2	8886440023	D1M0797Y
8886 440123 NOVAFIL 5-0 BLU 45CM SBE3	8886440123	D1L3389Y
8886 4402-33 NOVAFIL 4-0 BLU 45CM SBE4	8886440233	D2A0529Y
8886 4403-33 NOVAFIL 4-0 BLU 45CM SBE6	8886440333	D2C0582Y
8886 4410-13 NOVAFIL 6-0 BLU 45CM P10	8886441003	D1M1007FY D1M2364FY
	8886441013	D1M1007FY D1M2364FY
8886 4410-03 NOVAFIL 7-0 BLU 45CM P10	8886441003	D1M0369FY D1M0796FY
8886 4422-43 NOVAFIL 3-0 BLU 45CM C14	8886442243	D1D2485FY
8886 4424-51 NOVAFIL 2-0 BLU 75CM C16	8886442451	D1E1240FY
8886 4450-41 NOVAFIL 3-0 BLU 75CM V26	8886445041	D2B2109Y
8886 4452-51 NOVAFIL 2-0 BLU 75CM V20	8886445251	D1D0295Y D1E0843Y
8886 4459-61 NOVAFIL 0 BLU 75CM GS22	8886445961	D1D0529Y
8886 4470-81 NOVAFIL* 2 BLU 150CM GS26	8886447081	D1D3190Y
8886 4582-53 NOVAFIL* 2-0 BLU 75CM P14	8886458253	D2B1686FY
SPB-1213G NOVAFIL* 6-0 BLU 45CM P13X12	SPB1213G	D1L0169FY D2B0773FY D2C0769FY
SPB-1233G NOVAFIL* 4-0 BLU 45CM P13X12	SPB1233G	D2E0961FY
SPB-1623G NOVAFIL* 5-0 BLU 45CM P12X12	SPB1623G	D1D2709FY
SPB-5142G NOVAFIL* 5-0 BLU 45CM P11X12	SPB5142G	D1B2811FY
SPB-5143G NOVAFIL* 4-0 BLU 45CM P11X12	SPB5143G	D1D2674FY
SUT SPB-5223G NOVAFIL 5-0 BLU 45CM P13	SPB5223G	D1M1024FY
SPB-5433G NOVAFIL* 4-0 CLR 45CM P24X12	SPB5433G	D2C1970FY
SPB-5633G NOVAFIL* 4-0 BLU 45CM P12X12	SPB5633G	D2A0500FY

Svilena prepletena kirurška nit Sof silk™ s premazom Opis pripomočka	Številka modela	Serijska št.
CS-211 SOFSILK* 4-0 BLK 45CM CVF21 X36	CS211	D1L1576Y D2B0747Y
CS-490 SOFSILK* 2-0 BLK 75CM GS11 X36	CS490	D2C2519Y
CS-562 SOFSILK* 2-0 BLK 75CM GS23 X36	CS562	D1G1928Y
GS-823 SOFSILK* 2-0 BLK 75CM V30 X36	GS823	D1K1923Y D2D1396Y
GS-835 SOFSILK* 1 BLK 75CM V20 X36	GS835	D1E1757Y
S-1172 SOFSILK* 6-0 BLK 45CM C1 X36	S1172	D2C2304Y
S-1173 SOFSILK* 5-0 BLK 45CM C1 X36	S1173	D2C2305Y D2E1385Y
S-1174 SOFSILK* 4-0 BLK 45CM C1 X36	S1174	D1M1794FY D1M2954FY

Svilena prepletena kirurška nit Sofsilik™ s premazom Opis pripomočka	Številka modela	Serijska št.
		D1M2984FY
S-1750K SOFSILK* 6-0 BLK 45CM HE1 DAX12	S1750K	D2E2348Y
S-176 SOFSILK* 0 BLK 12X45CM PCT X24	S176	D2B1886Y
S-176 SOFSILK* 0 BLK 12X45CM PCT X24	S176	D2C1977Y
S-1768K SOFSILK* 7-0 BLK 45CM HE6 DAX12	S1768K	D1M1759Y
		D2B2217Y
S-182 SOFSILK* 5-0 BLK 12X45CM PCT X36	S182	D1L1613Y
		D2B0177Y
S-183 SOFSILK* 4-0 BLK 12X45CM PCT X36	S183	D1M1421Y
		D2E1280Y
S-184 SOFSILK* 3-0 BLK 12X45CM PCT X36	S184	D1L3136Y
		D1M2895Y
		D2D0954Y
		D2D0964Y
		D2D0967Y
S-185 SOFSILK* 2-0 BLK 12X45CM PCT X36	S185	D2D0972Y
		D2B2785Y
		D2B2877Y
		D2B2878Y
		D2C1421Y
		D2D0957Y
		D2D0968Y
		D2D0971Y
		D2D0984Y
		D2D0985Y
D2E2680Y		
D2E2767Y		
D2E2769Y		
S-187 SOFSILK* 1 BLK 6X45CM PCT X36	S187	D2A1585Y
S-206 SOFSILK* 2 BLK 100CM STDLTH X36	S206	D1L2658Y
		D1M2896Y
		D2A1586Y
S-243 SOFSILK* 4-0 BLK 12X60CM PCT X36	S243	D1M1020Y
		D2D2348Y
S-244 SOFSILK* 3-0 BLK 12X60CM PCT X36	S244	D1M1590Y
S-245 SOFSILK* 2-0 BLK 12X60CM PCT X36	S245	D2A0559Y
		D2C2036Y
		D2C2162Y
		D2D1871Y
S-246 SOFSILK* 0 BLK 6X60CM PCT X36	S246	D2E1375Y
S-2782K SOFSILK* 4-0 WHI 45CM SS24 DA	S2782K	D2F0062Y
S-303 SOFSILK* 4-0 BLK 12X75CM PCT X36	S303	D1M1424Y
		D2C1472Y
		D2D1872Y
		D2D2120Y
		D2E1496Y
S-304 SOFSILK* 3-0 BLK 12X75CM PCT X36	S304	D2B0173Y
		D2C2163Y
		D2C2805Y
		D2D1991Y
		D2E1484Y
S-305 SOFSILK* 2-0 BLK 12X75CM PCT X36	S305	D1L3282Y
		D1L3459Y
		D2C1280Y
		D2C1281Y
		D2C1479Y
		D2D0959Y
		D2E0907Y
		D2E2768Y
D2E2772Y		
S-316 SOFSILK* 0 BLK 12X75CM PCT X24	S316	D1L3311Y
		D1M0530Y
		D2A0555Y

Svilena prepletena kirurška nit Sofsilik™ s premazom Opis pripomočka	Številka modela	Serijska št.
		D2A0557Y
		D2A0558Y
		D2A0866Y
		D2C2806Y
		D2D2434Y
		D2D2436Y
S-317 SOFSILK* 1 BLK 12X75CM PCT X24	S317	D2D2087Y
		D2E0587Y
S-318 SOFSILK* 2 BLK 12X75CM PCT X24	S318	D1M0153Y
		D2A1677Y
S-346 SOFSILK* 0 BLK 12X60CM PCT X24	S346	D2A0867Y
		D2B1884Y
S-605 SOFSILK* 2-0 BLK 2X150CM PCT X36	S605	D1L2686Y
		D2B2244Y
S-607 SOFSILK* 1 BLK 2X150CM PCT X36	S607	D1M2899Y
S-608 SOFSILK* 2 BLK 2X150CM PCT X36	S608	D1L1617Y
		D1L1619Y
		D1L1622Y
		D1M0173Y
		D1M0635Y
		D1M0655Y
		D2E1210Y
SS-523 SOFSILK* 2-0 BLK 75CM SC1 X36	SS523	D2C1971Y
SS-525 SOFSILK* 1 BLK 75CM SC1 X36	SS525	D1G1346Y
SS-5641 SOFSILK* 4-0 BLK 45CM P13 X36	SS5641	D2B2181FY
SS-5641G SOFSILK* 4-0 BLK 45CM P13 X12	SS5641G	D1D2533FY
SS-5678 SOFSILK* 5-0 BLK 45CM P11 X36	SS5678	D1L2430FY
SS-5684 SOFSILK* 3-0 BLK 45CM P14 X36	SS5684	D2B1970FY
SS-623 SOFSILK* 2-0 BLK 75CM SC2 X36	SS623	D1G0960Y
		D2A1069Y
SS-645 SOFSILK* 4-0 BLK 75CM C12 X36	SS645	D1K2457FY
		D1L3151FY
		D1M2526FY
		D1M2531FY
SS-653 SOFSILK* 4-0 BLK 75CM C13 X36	SS653	D1E2737FY
SS-673 SOFSILK* 5-0 BLK 75CM C12 X36	SS673	D1L0164FY
SS-683G SOFSILK* 4-0 BLK 45CM C13 X12	SS683G	D1L0794FY
SS-685G SOFSILK* 2-0 BLK 45CM C15 X12	SS685G	D2A0503FY
SS-686 SOFSILK* 4-0 BLK 45CM C12 X12	SS686	D1E0201FY
SS-689 SOFSILK* 1 BLK 75CM C16 X36	SS689	D2C0024FY
SS-745 SOFSILK* 3-0 BLK 75CM C12 X36	SS745	D1M2971FY
SS-786 SOFSILK* 0 BLK 75CM C14 X36	SS786	D1E1220FY
SS-787 SOFSILK* 1 BLK 75CM C14 X36	SS787	D1L0032FY
VS-533 SOFSILK* 2-0 BLK 90CM V20 DAX36	VS533	D1M0598Y
VS-845 SOFSILK* 1 BLK 75CM V26 X36	VS845	D2B1779Y
VS-870 SOFSILK* 5-0 BLK 75CM CV23 X36	VS870	D1M2873Y
VS-871 SOFSILK* 4-0 BLK 75CM CV23 X36	VS871	D1L0602Y
SOFSILK 4-0 30 BK CV-23 VS871-2	VS8712	D2C3153Y
VS-872 SOFSILK* 3-0 BLK 75CM CV23 X36	VS872	D1M1837Y
		D2C2945Y
SOFSILK 3-0 30 BK CV-23 VS872-2	VS8722	D1D3187Y
		D1M1292Y
VS-882 SOFSILK* 3-0 BLK 75CM CV15 X36	VS882	D1G1139Y
SOFSILK 5-0 30 BK CV-11 VS890-2	VS8902	D2B0364Y
XX-5278 SOFSILK* 3-0 BLK 150CM PCT X36	XX5278	D2B0174Y
XX-5280 SOFSILK* 0 BLK 150CM PCT X36	XX5280	D2E1482Y
XX-5281 SOFSILK* 1 BLK 150CM PCT X36	XX5281	D2B0175Y
XX-5284 SOFSILK* 4 BLK 150CM PCT X36	XX5284	D1L2691Y

Prepletana kirurška nit Surgidac™ iz poliestra brez premaza Opis pripomočka	Številka modela	Serijska št.
D-1764K SURGIDAC* 5-0 WHI 45CM SS24DA	D1764K	D1L2420Y
D-1764K SURGIDAC* 5-0 WHI 45CM SS24DA	D1764K	D1L2428Y
D-1764K SURGIDAC* 5-0 WHI 45CM SS24DA	D1764K	D1M2883Y

Prepletana kirurška nit Surgilon™ iz najlona Opis pripomočka	Številka modela	Serijska št.
88861883-51 SURGILON* 2-0 BLK 75CM C16	8886188351	D1K1677FY
88861915-71 SURGILON* 1 BLK 75CM GS11	8886191571	D2C3242Y
88861919-31 SURGILON* 4-0 BLK 7X75CMPCT	8886191931	D2B2243Y
88861919-41 SURGILON* 3-0 BLK 7X75CMPCT	8886191941	D1M2553Y
		D1M2561Y
		D2B0169Y
88861919-51 SURGILON* 2-0 BLK 7X75CMPCT	8886191951	D1M0915Y
		D2A0560Y
		D2B1245Y
		D2B1537Y
		D2B2751Y
		D2C0267Y
		D2C0907Y
		D2C1101Y
		D2D2347Y
		D2D2437Y
		D2D2506Y
		D2D2510Y
D2E0905Y		
88861919-61 SURGILON* 0 BLK 7X75CM PCT	8886191961	D1M1423Y
		D2A0861Y
		D2A0865Y
		D2A1709Y
		D2B1349Y
		D2B1350Y
88861919-71 SURGILON* 1 BLK 7X75CM PCT	8886191971	D2B2727Y
		D1M0640Y
		D1M1494Y
88861932-51 SURGILON* 2-0 BLK 75CM GS10	8886193251	D2C0962Y
88861971-71 SURGILON* 1 BLK 75CM GS21	8886197171	D1G1867Y
		D2B0290Y
88861985-71 SURGILON* 1 BLK 75CM SC1X36	8886198571	D2B0445Y
		D2B0476Y
SBS-1884G SURGILON* 4-0 WHI 45CM P12X12	SBS1884G	D1E0626Y
SBS-1928G SURGILON* 5-0 BLK 45CM P13X12	SBS1928G	D1E1212FY
		D2B0707FY
		D2C3247FY

Monofilamentne kirurške niti Surgipro™ iz polipropilena Opis pripomočka	Številka modela	Serijska št.
CP-535 SURGIPRO* 1 BLU 100CM GS24 X36	CP535	D2C1521Y
		D2E1342Y
		D2E1580Y
		D2E2678Y
		D2E2679Y
		D2F0509Y
CP-824 SURGIPRO* 1 BLU 150CM GS26 X24	CP824	D2D0251Y
CP-825 SURGIPRO* 2 BLU 150CM GS26 X24	CP825	D2C3234Y
VP-543 SURGIPRO* 2-0 BLU 120CM V20 DA	VP543	D2B1270Y
		D2D1493Y
		D2E1389Y

Monofilamentne kirurške niti Surgipro™ II iz polipropilena Opis pripomočka	Številka modela	Serijska št.
VP-421X SURGIPRO*II 4-0 90CM V20 DA7P	VP421X	D2C1147Y
VP-435-X SURGIPRO II 4-0 90CM KV5 DA7P	VP435X	D2C1148Y
		D2D0080Y
		D2D0081Y
		D2D1507Y
		D2E1343Y
VP-541X SURGIPRO*II 4-0 BLU 120CM V20DA	VP541X	D2E0506Y
		D2E0507Y
VP-542-X SURGIPRO II 3-0 BLU 120CM V20DA	VP542X	D2E0749Y
		D2E0750Y
VP-735-X SURGIPRO*II 7-0 60CM MV1758DA	VP735X	D0M2060Y
		D0M2061Y
		D1A0234Y
		D1A0419Y
		D1A0420Y
		D1A0474Y
		D1A0479Y
		D1A0480Y
		D1A0499Y
		D1A0960Y
		D1A1636Y
		D1B0024Y
		D1B0513Y
		D1B1462Y
		D1B2759Y
		D1B2760Y
		D1B2784Y
		D1B2785Y
		D1G2405Y
		D1G2406Y
		D1H1658Y
		D1H1945Y
		D1H1971Y
		D1H2033Y
		D1H2104Y
		D1H2105Y
		D1H2106Y
		D1H2107Y
		D1J0372Y
		D1J0374Y
		D1J0375Y
		D1J0376Y
		D1J0591Y
		D1J1260Y
		D1J1679Y
		D1J1923Y
		D1J1928Y
		D1J1929Y
		D1J2885Y
		D1K2644Y
		D1L0457Y
		D1L3332Y
		D1M0869Y
		D1M0870Y
		D1M0963Y
D1M1464Y		
D2B0362Y		
D2C1982Y		
D2C2348Y		
D2D0155Y		
D2D0156Y		
D2D0166Y		
D2D0942Y		

Monofilamentne kirurške niti Surgipro™ II iz polipropilena Opis pripomočka	Številka modela	Serijska št.
		D2D2100Y D2E0165Y D2E0173Y D2E0175Y D2E1035Y D2E1073Y D2E1536Y D2E2752Y D2F1973Y D2F1974Y D2F1975Y
VP735X-12 SURGIPRO*II 7-0 60CM MV1758 DA	VP735X12	D1B2760Y D2D0941Y
VP-738-X SURGIPRO*II 8-0BLU 60CM CV351DA	VP738X	D1G0407Y D2C1983Y D2F0494Y D2F0495Y D2F0496Y
VP-744-X SURGIPRO*II 8-0 45CM MV1758DA	VP744X VP744X	D1G0408Y D1L0327Y
VP-745-X SURGIPRO*II 8-0 60CM MV1758DA	VP745X	D0M1980Y D1A1635Y D1G1298Y D1H2487Y D1H2488Y D1J0373Y D1J1210Y D1J2362Y D1J2364Y D1J2366Y D1J2541Y D1J2543Y D1K0073Y D1K2317Y D1K2318Y D1K2319Y D1K2326Y D1K2328Y D1K2329Y D1K2642Y D1K2646Y D1K2647Y D1K2648Y D2B0470Y D2B1158Y D2C1984Y D2D0944Y D2D0945Y D2E1923Y D2F0798Y D2F0799Y
VP-747-X SURGIPRO*II 7-0 75CM MV1758DA	VP747X	D1C0229Y D1C0230Y D1C1787Y D1C1849Y D1G0404Y D1G0405Y D1G2408Y D1M1397Y D1M1465Y D2A0334Y D2D0158Y D2E1074Y

Monofilamentne kirurške niti Surgipro™ II iz polipropilena Opis pripomočka	Številka modela	Serijska št.
VP-853 SURGIPRO* 2-0 BLU 120CM V26 DA	VP853	D2D0641Y
VP-875-X SURGIPRO*II 7-0 75CM MV1759DA	VP875X	D1A1244Y
		D1E0734Y
		D1H0909Y
		D1J1926Y
		D1K2643Y
		D1L0605Y
		D1L2328Y
		D1M2164Y
		D1M2165Y
		D2C0956Y
		D2E1883Y
D2F0936Y		
VP-900-X SURGIPRO*II 8-0 45CM MV1355DA	VP900X	D0K3052Y
		D1H1373Y
		D1H1374Y
		D1H1375Y
		D1H1457Y
		D1L0158Y
		D1L0159Y
		D1L1321Y
		D1L2329Y
		D1L2617Y
		D1L2618Y
		D1M1597Y
		D2A0335Y
		D2C1926Y
D2F0041Y		
D2F0042Y		
VP-902-X SURGIPRO*II 8-0 60CM MV1355DA	VP902X	D1A1236Y
		D1A1238Y
		D1A1240Y
		D1A1242Y
		D1A1526Y
		D1B1245Y
		D1B1246Y
		D1B1265Y
		D1B1954Y
		D1B2137Y
		D1B2688Y
		D1C0681Y
		D1C1270Y
		D1C2801Y
		D1C2817Y
		D1D0141Y
		D1D0411Y
		D1D0687Y
		D1D1498Y
		D1D1499Y
		D1D1570Y
		D1D2580Y
		D1D2693Y
		D1D3578Y
		D1D3629Y
		D1E0582Y
		D1E0583Y
		D1E2328Y
D1E3445Y		
D1F0032Y		
D1F0519Y		
D1F0521Y		
D1F1704Y		
D1F2371Y		

Monofilamentne kirurške niti Surgipro™ II iz polipropilena Opis pripomočka	Številka modela	Serijska št.
		D1G3162Y
		D1H0384Y
		D1H0411Y
		D1H0899Y
		D1H0901Y
		D1H0902Y
		D1H0904Y
		D1H0905Y
		D1H0906Y
		D1J0586Y
		D1J0597Y
		D1J0598Y
		D1J0599Y
		D1J0993Y
		D1J1258Y
		D1J1623Y
		D1J1832Y
		D1J2361Y
		D1J2365Y
		D1J2542Y
		D1K0111Y
		D1K0519Y
		D1K2349Y
		D1K2350Y
		D1K2416Y
		D1K2417Y
		D1K2418Y
		D1K2419Y
		D1K2573Y
		D1K2576Y
		D1K2632Y
		D1K2645Y
		D1L3382Y
		D1L3383Y
		D1M0015Y
		D1M0016Y
		D1M0151Y
		D1M0166Y
		D1M0169Y
		D1M0299Y
		D1M0300Y
		D1M1031Y
		D1M2836Y
		D1M2839Y
		D1M2841Y
		D2A0336Y
		D2A0338Y
		D2A1717Y
		D2A1718Y
		D2B0361Y
		D2B0469Y
		D2B1062Y
		D2B1063Y
		D2B1255Y
		D2B1257Y
		D2C0951Y
		D2C0952Y
		D2C1330Y
		D2C1331Y
		D2C1927Y
		D2C1928Y
		D2C2398Y
		D2C2399Y

Monofilamentne kirurške niti Surgipro™ II iz polipropilena Opis pripomočka	Številka modela	Serijska št.
		D2C2400Y D2C2401Y D2C2509Y D2C2738Y D2D0097Y D2D0098Y D2D0099Y D2D0162Y D2D0163Y D2D0167Y D2D0168Y D2D0169Y D2D2005Y D2E0167Y D2E0168Y D2E0169Y D2E0170Y D2E0171Y D2E0172Y D2E0174Y D2E1528Y D2E1529Y D2E1531Y D2E1845Y D2E1884Y D2E1885Y D2E1922Y D2E2097Y D2G0697Y
VP902X-12 SURGIPRO*II 8-0 60CM MV1355 DA	VP902X12	D2C1928Y D2G0697Y
VP-904-X SURGIPRO*II 7-0 BLU 60CM MV1355	VP904X	D0M1981Y D1B0657Y D1C1118Y D1D2622Y D1G1296Y D1G1299Y D1G1999Y D1J2884Y D1M0345Y D1M2834Y D2A0337Y D2B1159Y D2E1078Y
VPF-735-X SURGIPRO*II 7-0 60CM MVF1758DA	VPF735X	D1G1297Y D1K0520Y D1M1046Y D1M1557Y D2E1079Y
XX-3300 SURGIPRO* II 5-0 BLU 60CM CV1DA	XX3300	D2F2287Y
XX-5224 SURGIPRO*II 5-0 BLU 90CM CV25DA	XX5224	D2D0804Y

Prepletena kirurška nit Ti-Cron™ iz poliestra s premazom Opis pripomočka	Številka modela	Serijska št.
88862775-31 TICRON* 4-0 BLU 75CM CV327DA	8886277531	D1M0276Y
88862880-41 TICRON* 3-0 WHI 75CM Y31DA	8886288041	D1L1698Y
88863012-61 TICRON* 0 BLU 90CM C16 X36	8886301261	D1D3149FY
88863015-61 TICRON* 0 BLU 120CM V20X36	8886301561	D1E1922Y
88863017-51 TICRON* 2-0 BLU 120CM SKX36	8886301751	D2A0889Y
88863026-71 TICRON* 1 BLU 75CM HOS12X36	8886302671	D2C1802Y
88863035-51 TICRON 2-0 BLU 105CM CV305DA	8886303551	D1L0984Y
88863047-41 TICRON* 3-0 BLU 45CM C13X36	8886304741	D1G1844FY
88863048-51 TICRON* 2-0 BLU 75CM C13X36	8886304851	D1G0895FY
88863050-61 TICRON* 0 BLU 75CM C14 X36	8886305061	D2C1969FY
88863054-51 TICRON* 2-0 BLU 75CM C17X36	8886305451	D1D3218FY
88863056-89 TICRON* 5 BLU 45CM GS18X12	8886305689	D2D0199Y
88863059-53 TICRON* 2-0 BLU 45CM P24X12	8886305953	D1M1287FY
88863070-51 TICRON* 2-0 BLU 75CM C15X36	8886307051	D1D2540FY
88863088-51 TICRON* 2-0 BLU 75CM Y5X36	8886308851	D2B2868Y
88863090-51 TICRON 2-0 BLU 75CM GS21X36	8886309051	D2B1332Y
88863092-71 TICRON* 1 BLU 75CM KV37X36	8886309271	D2C2450Y
88863109-43 TICRON* 3-0 BLU 45CM P22X12	8886310943	D2C2451FY
88863111-79 TICRON* 5 BLU 75CM HGS21X36	8886311179	D1D2597Y
88863119-61 TICRON* 0 BLU 75CM KV34X36	8886311961	D1M1166Y
88863154-09 TICRON* 4 BLU 75CM GS11X36	8886315409	D2B2884Y
88863159-31 TICRON* 4-0 BLU 90CM KV5DA	8886315931	D2B0542Y
88863160-41 TICRON* 3-0 BLU 90CM Y31DA	8886316041	D1L1697Y D2B0543Y
88863163-61 TICRON* 0 BLU 75CM SC1 X36	8886316361	D1E0506Y
88863185-41 TICRON* 3-0 BLU 75CM CV305	8886318541	D1J1639Y D1M2717Y D1M2851Y
88863186-41 TICRON* 3-0 BLU 75CM CV331	8886318641	D1M2844Y D2A0933Y D2E0947Y D2E1925Y
88863212-51 TICRON* 2-0 BLU 90CM Y5DA7P	8886321251	D2E3008Y
88863226-41 TICRON* 3-0 BLU 60CM CV330DA	8886322641	D2A0451Y
88863280-21 TICRON* 5-0 BLU 75CM CV301DA	8886328021	D1D0290Y
88863280-31 TICRON* 4-0 BLU 75CM CV301DA	8886328031	D1L0721Y D1L2169Y D2B2861Y
88863309-71 TICRON* 1 BLU 75CM GS11X36	8886330971	D2D2188Y
88863369-31 TICRON* 4-0 BLU 90CM CV316DA	8886336931	D2B2738Y D2E0660Y D2F0767Y
88863393-51 TICRON* 2-0 BLU 90CM CV300DA	8886339351	D1M0107Y D1M1299Y
CD-3123K TICRON* 5-0 WHI 45CM SS24 DA	CD3123K	D2B2213Y