

Avantor Performance Materials Poland

 Sowińskiego 11
 44-101 Gliwice

8. december 2025

Varnostno obvestilo za uporabo na terenu – FA-2025-000174

Spoštovani

pošiljamo vam obvestilo o varnosti na terenu v zvezi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti glede izdelkov, navedenih v spodnji tabeli. Ugotovili smo problem, ki vpliva na nekatere serije izdelkov zaradi okvarjenega embalažnega materiala, ki smo ga prejeli od enega od naših dobaviteljev. Ta problem lahko povzroči uhajanje izdelka.

Prizadeti izdelki in serije so navedeni v spodnji tabeli:

Katalog #	Opis materiala	Številka serije
3059.9010PC	FOSFATNA BUFFERIRANA SOLNA RAZTOPINA 10 L POLI	2517509817, 2522409835
3900	PROCLEAN 5 L	2523209813
3970	CYMET 610 (BREZ CN/SDS) 10 L	2520209819
3933.5000PC	FORMALDEHIDNA RAZTOPINA 10 % V/V HISTO GRADE 5 L	2518905811
3933.9010	Formalin Sol. 10 % (v/v) pufriran pH 7	2515705811, 2516005810 2516705812, 2518205814 2519005812, 2524405811
3933.9020	FORMALIN SOL. 10 % (V/V) BUFFERED PH 7	2515305814, 2515305815 2516205810, 2522505810 2522505811, 2524705815
3963ME	DILUID III DIFF	2517609812
4078.9010	FORMALDEHID 4 % – CUBITAINER (VREČKA V ŠKATLI)	2524005810
4078.9020	FORMALDEHID 3,8–4,2 %,	2524505810, 2524705812

Po naši preiskavi smo ugotovili, da se napaka v embalažnem materialu pojavi kot zelo tanka razpoka v izlivni cevi izdelka, kar lahko povzroči uhajanje. Napaka ni vidna na prvi pogled in se običajno opazi šele po zaprtju posode in shranjevanju za določen čas. Zaradi možnosti puščanja tega izdelka ne vračajte. Izdelek odstranite v skladu z lokalnimi predpisi in varnostnim listom izdelka.



Izpolnite priloženi odgovorni obrazec, vključno z ustreznimi številkami serije in količino.

Če ste te izdelke nadalje distribuiral, o tem nemudoma obvestite svoje stranke.

Iskreno se opravičujemo za morebitne nevšečnosti, ki jih je ta problem povzročil. Avantor ostaja zavezan k ohranjanju najvišjih standardov kakovosti in zanesljivosti izdelkov. Izvedli smo vse potrebne korektivne in preventivne ukrepe, da bi preprečili ponovitev takšnih incidentov.

S spoštovanjem

Signed by:



5E59065589F344A...

Barbara Rykowska

Koordinatorica oddelka za zagotavljanje kakovosti