

V vednost odgovorni osebi za vigilanco medicinskih
pripomočkov/centralni lekarni/oddelku za
sterilizacijo

V vednost oddelku za zagotavljanje kakovosti,
oddelku za regulativne zadeve ali vodstvu

Saint Priest, 22. julij 2026

**NUJNO – OBVESTILO O VARNOSTNEM KOREKTIVNEM UKREPU
POSODOBITEV OBVESTILA O VARNOSTNEM KOREKTIVNEM UKREPU
2026-HHE-004_005
Sistem kirurških retraktorjev Integra® Omni-Tract®**

Zakoniti proizvajalec:

Integra Lifesciences Corporation
4900 Charlemar Drive, Building A – Cincinnati, Ohio 45227, ZDA

Predstavniki v ES:

Integra Lifesciences Services (France) SAS – Immeuble Séquoia 2 – 97 Allée Alexandre Borodine – 69800
Saint Priest, Francija – Enotna registrska številka (SRN): FR-AR-000002474

Medicinski pripomoček:

Sistem kirurških retraktorjev Integra® Omni-Tract je retraktorski sistem, nameščen na mizo, ki se uporablja za zagotavljanje stabilne retrakcije med invazivno kirurgijo s sprednjim pristopom za začasno odmikanje tkiv in organov, da se omogoči neovirana neposredna vizualizacija ciljnih tkiv in organov, vključno s hrbtenico.

Primarni klinični namen pripomočka:

Retraktorji Integra® Omni-Tract®, ki se namestijo na mizo, so namenjeni zagotavljanju stabilne retrakcije med invazivnim kirurškim posegom, kar omogoča začasno retrakcijo in neposredno vizualizacijo ciljnih tkiv in organov.

Zadevne reference:

Izdelki, na katere se to nanaša, so navedeni v prilogi 2.

Cenjena stranka/cenjeni distributer družbe Integra,

Družba Integra Lifesciences izdaja to posodobitev prostovoljnega korektivnega ukrepa za medicinski pripomoček, ki je bil prvič izdan 11. junija 2026, da bi vključila informacije o dodatni validirani metodi sterilizacije za sistem kirurških retraktorjev Integra® Omni-Tract®.

Obveščamo vas, da so dodatni sterilizacijski preskusi potrdili uporabo toge posode s parametri cikla sterilizacije s predvakuumom, navedenimi v preglednici 2A.

Na podlagi teh dodatnih informacij družba Integra LifeSciences izdaja nadaljnjo posodobitev navodil za uporabo kirurškega retraktorskega sistema Integra® Omni-Tract®, ki vključuje parametre sterilizacije s predvakuumom pri uporabi toge posode.

V obvestilu, izdanem 11. junija 2026, je družba Integra LifeSciences navedla potrjene čase sušenja

le za sterilizacijske pladnje, ovite v polipropilen.

Namen teh posodobitev je zagotoviti, da se pripomočki in sestavni deli sistema Omni-Tract® med sterilizacijo ustrezno posušijo.

Izdelke, na katere vpliva ta popravek navodil za uporabo, najdete na povezavi v **Prilogi 2**.

Preglednica 1: Podatki o distribuciji izdelka

Številka izdelka proizvajalca (kataloška številka)	Ime izdelka (opis)	Številka UDI	Številka serije
Glejte priloženi seznam (priloga 2)	Sistem kirurških retraktorjev Integra® Omni-Tract®	Glejte priloženi seznam	Vse številke serije

Tveganja za zdravje:

Preostala vlaga lahko poveča tveganje za ogrožitev sterilne pregrade, kar vodi do prenosa kontaminacije. To lahko privede do uporabe nesterilnih in/ali neočiščenih/kontaminiranih pripomočkov pri posegu. Škodljivi učinki so lahko okužba, neželena reakcija tkiva ali vnetje. Do danes nismo prejeli nobenih pritožb ali poročil o neželenih dogodkih.

Iz naših evidenc je razvidno, da smo vaši ustanovi poslali izdelke, na katere se nanaša ta popravek navodil za uporabo. Zato vas prosimo, da upoštevate spodaj navedene ukrepe, izpolnite potrditveni obrazec iz **priloge 1** in ga vrnete družbi Integra LifeSciences.

Stranke/zdravstvena ustanova – ukrepi, ki jih je treba sprejeti:

1. Če je vaša ustanova validirala lasten postopek sterilizacije, se lahko po lastni presoji odločite za uporabo svojega validiranega postopka, pri čemer upoštevajte, da je družba Integra LifeSciences validirala le spodaj navedeni postopek sterilizacije.
2. Če uporabljate metodo gravitacijske sterilizacije, jo takoj prenehajte uporabljati.
3. **Prosimo, upoštevajte spremembo v spodnjem poglavju o sterilizaciji v zvezi z nedavno revidiranimi splošnimi navodili za sterilizacijo (40-9015 rev. BAB) ali njihovo prejšnjo različico (40-9015 rev. BAA) ter navodili za uporabo sistema retraktorjev Mini Wishbone® 40-6008 rev. AAB/rev. AAA.**

Sterilizacija

Po ustreznem čiščenju pred sterilizacijo uporabite togi vsebnik ali sterilizacijski ovoj s sterilizacijskim pladnjem, da zagotovite, da se sestavni deli in pripomočki med prevozom do sterilizatorja in iz njega ne poškodujejo.

Metode parne sterilizacije:

Postopki validacije procesa so bili izvedeni v skladu s standardi ANSI/AAMI ST79 za predvakuum. Preizkušanje sterilizacije je skladno s standardom ISO 17665:2024, priloga B.

Parna sterilizacija je validirana metoda za sterilizacijo izdelkov Omni-Tract v odobrenem togem vsebniku ali na pladnju, ovitem s polipropilenom.

Nobena druga metoda ni bila validirana in odobrena za uporabo z izdelki Omni-Tract.

OPOMBA: Instrumenti bodo ne glede na uporabljeni sterilizacijski cikel ostali prevroči za takojšnjo uporabo. Pred uporabo počakajte, da se dovolj ohladijo.

- **Predvakuum – toga posoda:**

Če uporabljate togo sterilizacijsko posodo, uporabite enega od predvakuumskih sterilizacijskih ciklov, navedenih v **preglednici 2A** spodaj, da zagotovite ustrezno sterilizacijo sistemov kirurških retraktorjev Omni-Tract po uporabi.

Preglednica 2A: Parametri cikla predvakuumske sterilizacije s togo posodo

Vrsta cikla	Temperatura	Čas izpostavljenosti	Čas sušenja (najkrajši)
Predvakuum	270 °F (132 °C)	4 minute	30 minut
Predvakuum	273 °F (134 °C)	3 minute	30 minut
Predvakuum	273 °F (134 °C)	18 minut	30 minut

- **Predvakuum – pladenj, ovit v polipropilen:**

Če uporabljate pladenj, ovit v polipropilen, uporabite enega od ciklov predvakuumske sterilizacije, navedenih v spodnji preglednici 2B, da zagotovite ustrezno sterilizacijo sistemov kirurških retraktorjev Omni-Tract po uporabi.

Preglednica 2B: Parametri cikla predvakuumske sterilizacije z zavitim sterilizacijskim pladnjem

Vrsta cikla	Temperatura	Čas izpostavljenosti	Čas sušenja (najkrajši)
Predvakuum	270 °F (132 °C)	4 minute	90 minut
Predvakuum	273 °F (134 °C)	3 minute	110 minut
Predvakuum	273 °F (134 °C)	18 minut	120 minut

OPOMBA: Veljajo lahko nacionalne zahteve glede temperature in časa zadrževanja cikla, ki se uporablja za parno sterilizacijo medicinskih pripomočkov, in jih je treba po potrebi upoštevati.

- Izpolnite obrazec za potrditev prejetja v prilogi 1 in ga vrnite družbi Integra LifeSciences. Prejem tega obrazca potrjuje, da je družba Integra dosegla določeno stopnjo učinkovitosti pri obveščanju o teh informacijah.
- Razpoložljivost posodobljenih navodil za uporabo: posodobljena navodila za uporabo pridobite na spodnji povezavi:

<https://labeling.integralife.com/eifu/>

(OPOMBA: POSODOBLJENA NAVODILA ZA UPORABO BODO NA VOLJO NA ZGORAJ NAVEDENI SPLETNI STRANI 18. 8. 2026)

1. Izberite ustrezno državo in jezik
2. V polje »iskalni niz« vnesite »Omni-tract«
3. Kliknite ikono povečevalnega stekla za iskanje navodil za uporabo

Search Term

Omni-Tract



Medtem upoštevajte navodila v tem obvestilu o varnostnem ukrepu.

Samo za distributerje:

1. Prosimo, posredujte to obvestilo svojim strankam
2. Ustvarite svoj obrazec za potrditev za prizadete stranke.
3. Izpolnite obrazec za potrditev distributerja, ki je vključen v prilogi 1, in ga vrnite družbi Integra.

Z izpolnitvijo tega obrazca potrjujete, da ste prejeli to obvestilo o varnostnem korektivnem ukrepu in da ga nameravate v celoti upoštevati. **Odgovor pričakujemo v treh tednih.** Potrjujete tudi, da je bilo to obvestilo posredovano vsem zadevnim osebam v vaši organizaciji.

Priporočamo, da kopijo obrazca obdržite za svojo evidenco. Na podlagi prejema tega obrazca družba Integra preverja, ali je dosegla ustrezno stopnjo učinkovitosti pri posredovanju teh informacij.

Nacionalni pristojni organi lahko izvajajo revizije tovrstnih korektivnih ukrepov, da preverijo, ali so bile naše stranke obveščene in razumejo naravo izvedenega korektivnega ukrepa.

O tem obvestilu o varnostnem korektivnem ukrepu je bil obveščen pristojni nacionalni organ v vaši državi.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje pri tem varnostnem korektivnem ukrepu in za vračilo priloženega obrazca za odgovor.

Upoštevajte, da bo vsebina tega varnostnega korektivnega ukrepa dodana v obliki dopisa k vsakemu izdelku, ki bo odpremljen po naročilu, dokler izdelki ne bodo vsebovali posodobljenih navodil za uporabo in dokler v vaši državi po potrebi ne bodo prejeta ustrezna soglasja.

Za kakršna koli dodatna vprašanja se lahko obrnete na naš oddelek za poprodajni nadzor na emea-fsca@integralife.com. Cenimo vašo pomoč in se vam zahvaljujemo za nadaljnje sodelovanje.

S spoštovanjem,
Oddelek za poprodajni nadzor

Priloga 1: Obrazec za odgovor na varnostno obvestilo o varnostnem ukrepu (za stranko ali distributerja)

Dodatek 2: Zadevni izdelki

OBRAZEC ZA ODGOVOR STRANKE

1. Informacije o obvestilu o varnostnem korektivnem ukrepu (FSN)	
Referenčna številka FSN	FSN-2026-HHE-004_005
Datum obvestila o varnostnem korektivnem ukrepu (FSN)	22. 7. 2026
Ime pripomočka	Kirurški retraktor Omni-Tract®
Koda izdelka	Glejte prilogo 2
2. Podrobnosti za stranke	
Številka računa	
Ime zdravstvene organizacije*	
Naslov organizacije*	
Oddelek/enota	
Naslov za pošiljanje, če se razlikuje od zgoraj navedenega	
Kontaktno ime*	
Naziv ali funkcija	
Telefonska številka*	
E-pošta*	
3. Ukrep stranke, izveden v imenu zdravstvene organizacije	
☐	Potrjujem, da sem prejel/-a obvestilo o varnostnem korektivnem ukrepu ter da sem prebral/-a in razumel/-a njegovo vsebino.
☐	Izvedel/-a sem vse ukrepe, navedene v obvestilu o varnostnem korektivnem ukrepu.
☐	Z informacijami in zahtevanimi ukrepi so bili seznanjeni vsi ustrezni uporabniki, ki so te ukrepe tudi izvedli.
☐	<u>Nimamo</u> zadevnih enot.
Ime z velikimi tiskanimi črkami*	
Podpis*	
Datum*	
4. Vračilo potrdila pošiljatelju	
E-pošta	emea-fsca@integralife.com
Telefonska številka za pomoč za distributerje	+33 (0) 6 30 20 69 66
Poštni naslov	Oddelek za poprodajni nadzor Integra Immeuble Séquoia 2 – 97 allée Alexandre Borodine Parc technologique de la Porte des Alpes, 69800 Saint Priest, Francija
Spletni portal	https://integralife.com
Rok za vračilo obrazca za odgovor stranke*	24. 8. 2026

Obvezna polja so označena s simbolom *.

Pomembno je, da vaša organizacija izvede ukrepe, opisane v obvestilu o varnostnem korektivnem ukrepu, in potrdi, da je prejela obvestilo o varnostnem korektivnem ukrepu. Odgovor vaše organizacije je dokazilo, ki ga potrebujemo za spremljanje napredka korektivnega ukrepa.

OBRAZEC ZA ODGOVOR DISTRIBUTERJA

1. Informacije o obvestilu o varnostnem korektivnem ukrepu (FSN)	
Referenčna številka FSN	FSN-2026-HHE-004_005
Datum obvestila o varnostnem korektivnem ukrepu (FSN)	22. 7. 2026
Ime pripomočka	Kirurški retraktor Integra®Omni-Tract®
Koda izdelka	Glejte prilogo 2.
2. Podrobnosti o distributerju/uvozniku	
Številka SRN	
Ime družbe*	
Številka računa	
Naslov*	
Naslov za pošiljanje, če se razlikuje od zgoraj navedenega	
Kontaktno ime*	
Naziv ali funkcija	
Telefonska številka*	
E-pošta*	
3. Distributerji/uvozniki (označite vse, kar velja)	
☐	Potrjujem, da sem prejel(-a) obvestilo o varnostnem korektivnem ukrepu ter da sem prebral(-a) in razumel(-a) njegovo vsebino.*
☐	Preveril/-a sem zalogo in nimamo zadevnih izdelkov.
☐	Identificiral/-a sem stranke in jih obvestil/-a o tem obvestilu o varnostnem ukrepu.*
☐	Prilagam seznam strank.
☐	Od vseh identificiranih strank sem prejel(-a) potrditev odgovora.
Ime z velikimi tiskanimi črkami*	
Datum komunikacije:	
Podpis*	
Distributer podpiše tukaj	
Datum*	
4. Vračilo potrdila pošiljatelju	
E-pošta	emea-fsca@integralife.com
Telefonska številka za pomoč za distributerje	+33 (0) 6 30 20 69 66
Poštni naslov	Oddelek za prodajni nadzor Integra Immeuble Séquoia 2, 97 Allée Alexandre Borodine Parc Technologique de la Porte des Alpes 69800 Saint Priest, Francija
Spletni portal	https://integralife.com
Rok za vračilo obrazca za odgovor stranke*	24. 8. 2026

Obvezna polja so označena s simbolom *.

Pomembno je, da vaša organizacija izvede ukrepe, opisane v obvestilu o varnostnem korektivnem ukrepu, in potrdi, da je prejela obvestilo o varnostnem korektivnem ukrepu. Odgovor vaše organizacije je dokazilo, ki ga potrebujemo za spremljanje napredka korektivnega ukrepa.

DODATEK 2: Zadevni izdelki

SKU	Ime in opis izdelka	UDI
3055	Sklop stebrička, enojni sklep	10381780268505
3069	Sklop gredi držala lopatice, 9 palcev (22,9 cm)	10381780268512
3076	Sklop prečne palice, standardni	10381780268529
3092	Rezilo za jetra Doherty GHL, 4-1/4 palca x 3 palce (10,8 cm x 7,6 cm) z odprtino 3/8 palca (1,0 cm)	10381780268550
3093	Rezilo za jetra Lechner-Harrington, 5 palcev x 3-1/2 palca (12,7 cm x 8,9 cm) z odprtino 3/8 palca (1,0 cm)	10381780268567
3096	Fiksni retraktor Mayo, 2-3/4 palca x 2 palca (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780268581
3098	Vrtljivo rezilo za ograjo, 4 palce x 6 palcev (10,2 cm x 15,2 cm) z odprtino 3/8 palca (1,0 cm)	10381780268598
3099	Fiksni splahnhični retraktor, 2 palca x 6 palcev (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780268604
3137	Vrtljivo rezilo Finger Fence z odprtino 3/8 palca (1,0 cm)	10381780268697
3142	Široko vrtljivo rezilo Mayo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 3,5 palca x 2,75 palca (8,9 cm x 7,0 cm)	10381780268710
3146	Modificiran fiksni retraktor Kelly, 3 palce x 3,5 palca (7,6 cm x 8,9 cm)	10381780268734
3148	Modificiran fiksni retraktor Kelly, 3 palce x 4 1/2 palca (7,6 cm x 11,4 cm)	10381780268758
3176	Široko, globoko vrtljivo rezilo Mayo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 3,5 palca x 4 palce (8,9 cm x 10,2 cm)	10381780268826
3177	Sklop ročice držala rezila, mikronastavljiv	10381780268833
3185	Fiksni retraktor Deaver, 1 palec x 5 palcev (2,5 cm x 12,7 cm)	10381780268857
3201	Splahnhični fiksni retraktor, 2 palca x 4-1/2 palca (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780268871
3203	Fiksni retraktor za ledvično veno, 1 palec x 4,5 palca (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780268888
3216	Vrtljivo rezilo za ledvično veno z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 1 palec x 4,5 palca (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780268895
3217	Vrtljivo rezilo za ledvično veno z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 1 palec x 6 palcev (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780268901
3218	Vrtljivo splahnhično rezilo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 2 palca x 4,5 palca (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780268918
3219	Vrtljivo rezilo za splahnhično veno z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 2 palca x 6 palcev (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780268925
3220	Vrtljivi retraktor Richardson, 1,5 palca x 1,5 palca (3,8 cm x 3,8 cm)	10381780268932
3274	Fiksni retraktor Deaver, 1,5 palca x 6 palcev (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780268994
3335	Vrtljivi retraktor Mayo, 2-3/4 palca x 2 palca (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780269045
3336	Mini retraktor Mayo, 2,75 palca x 2 palca (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780269052
3342	Retraktor z zobmi, 7/8 palca x 1/2 palca (2,2 cm x 1,3 cm), ukrivljen, mini	10381780269076
3343	Vrtljivi retraktor Richardson, 1 palec x 2 palca (2,5 cm x 5,1 cm), mini	10381780269083
3398	Fiksni retraktor Harrington, 2 palca x 5 palcev (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780269212
3424	Komplet pladnja in pokrova za sterilizator, 12 palcev x 18 palcev (30,5 cm x 45,7 cm)	10381780269243
3426	Aluminijast vrtljivi retraktor za ledvično veno, 1 palec x 8 palcev (2,5 cm x 20,3 cm)	10381780269250
3483	Mini vrtljivi retraktor Mayo, 2 palca x 2 palca (5,1 cm x 5,1 cm)	10381780269267
3485	Mini vrtljivi retraktor Mayo, 2-3/4 palca x 2 palca (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780269274
3520	Komplet za popravilo tesnilnega obročka, zunanji premer 0,50 palca x premer 0,070 palca (zunanji premer 1,3 cm x premer 0,02 cm)	10381780282273
3529	Splahnhični retraktor, 2 palca x 8 palcev (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780269281
3530	Fiksni retraktor za ledvično veno, 1 palec x 8 palcev (2,5 cm x 20,3 cm)	10381780269298
3531	Retraktor Deaver, 2-3/4 palca x 8 palcev (7,0 cm x 20,3 cm)	10381780269304
3532	Upogljivo vrtljivo rezilo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 2 palca x 8 palcev (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780269311
3533	Upogljivo vrtljivo rezilo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 3 palci x 8 palcev (7,6 cm x 20,3 cm)	10381780269328
3534	Upogljivo vrtljivo rezilo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 4 x 8 palcev (10,2 cm x 20,3 cm)	10381780269335
3535	Vrtljivo rezilo Fence z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 4 x 8 palcev (10,2 cm x 20,3 cm)	10381780269342

SKU	Ime in opis izdelka	UDI
3536	Vrtljivi retraktor Mayo, 3,5 palca x 2,75 palca (8,9 cm x 7,0 cm)	10381780269359
3537	Upogljivo vrtljivo rezilo Marshall za prostato z odprtino 3/8 palca (1,0 cm)	10381780269366
3555	Sterilna večnamenska objemka za stebriček, 0,75 palca x 0,50 palca (1,8 cm x 1,3 cm)	10381780269373
3557	Varjeni sklop ročice, 0,375 palca (1,0 cm)	10381780269380
3565	Mini krožna objemka, enodelna	10381780269397
3570	Polmesečni okvir z roko, enodelni, mini	10381780269403
3575	Sklop Wishbone, fiksni	10381780269410
3586	Sklop krožne objemke	10381780269427
3588	Zglobna podaljševalna roka	10381780269434
3590	Vrtljivi retraktor za dimlje, 1-1/2 palca x 3-1/2 palca (3,8 cm x 8,9 cm)	10381780269441
3592	Upogljivo vrtljivo rezilo z zarezi, z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 2 palca x 6-1/2 palca (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780269458
3593	Upogljivo vrtljivo rezilo z zarezi, z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 3 palca x 6-1/2 palca (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780269465
3594	Retraktor Richardson Stoney 3/4 palca x 2-1/2 palca (1,9 cm x 6,4 cm) z mikro nastavitvijo	10381780269472
3595	Hitra objemka, enodelna	10381780269489
3596	Vrtljivo rezilo Harrington Sweetheart z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 2 palca x 5 palcev (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780269496
3597	Vrtljivo rezilo Harrington Sweetheart z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 2,5 palca x 7 palcev (6,4 cm x 17,8 cm)	10381780269502
3601	Vrtljivo rezilo Splanchnic z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 1,5 palca x 6 palcev (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780269519
3602	Vrtljivo splahnjično rezilo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 1,5 palca x 4 palce (3,8 cm x 10,2 cm)	10381780269526
3605	Prilagodljivo vrtljivo rezilo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 0,75 palca x 4 palce (1,9 cm x 10,2 cm)	10381780269557
3610	Sklop objemke in bloka	10381780269564
3614	Vrtljivi retraktor Mayo, 1 palec x 1 palec (2,5 cm x 2,5 cm), mini	10381780269571
3616	Upogljivi vrtljivi retraktor, 1 palec x 1 palec (2,5 cm x 2,5 cm), mini	10381780269588
3618	Upogljivi vrtljivi retraktor, 1/2 palca x 1 palec (1,3 cm x 2,5 cm), mini	10381780269595
3620	Vrtljivi retraktor Mayo, 2 palca x 1-1/2 palca (5,1 cm x 3,8 cm), mini	10381780269601
3622	Držalo za rezilo z gumbom 3626, 6 palcev (15,2 cm)	10381780269618
3623	Držalo za rezilo z gumbom 3626, 9 palcev (22,9 cm)	10381780269625
3626	Gumb za držalo vrtljivega rezila	10381780269649
3630	Gumb za mikronastavitev	10381780269656
3631	Sklop sornika, I.M.A. Objemka	10381780269663
3635	I.M.A. Objemka za vodilo	10381780269670
3640	Upognjen stebriček, I.M.A.	10381780269687
3647	T-stebriček s sklopi objemk, nastavljen	10381780269694
3650	I.M.A. Sklop z zobmi, topi zobje, kvadraten	10381780269700
3700	Večnamenske objemke za stebriček za sterilno polje, 15-3/4 palca (40,0 cm)	10381780269717
3720	Objemka Lapo (držalo za endoskop) 5,0 mm/10,0 mm	10381780269724
3732	Kotna ročica	10381780269731
3740	Upogibna objemka	10381780269748
3759	Kotna stranska ročica, 8 palcev x 18 palcev (20,3 cm x 45,7 cm)	10381780269755
3761	Sklop vrtljivega gumba, večnamenska objemka	10381780269762
3765	I.M.A. Sklop z zobmi, ostri zobje, ukrivljen	10381780269786
3772	Vrtljivi retraktor Fence, 4 palce x 6 palcev (10,2 cm x 15,2 cm)	10381780269793
3774	Splanhnični vrtljivi retraktor, 2 palca x 6 palcev (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780269809
3780	Enodelna majhna hitra objemka	10381780269816
3782	Vrtljivi retraktor za ledvično veno, 1 palec x 6 palcev (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780269823
3784	Vrtljivi retraktor Deaver, 2-3/4 palca x 4-1/2 palca (7,0 cm x 11,4 cm)	10381780269830
3786	Vrtljivi retraktor za ledvično veno, 1 palec x 4 palci (2,5 cm x 10,2 cm)	10381780269847

SKU	Ime in opis izdelka	UDI
3788	Upogljiv vrtljivi retraktor z režami, 2 palca x 6-1/2 palca (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780269854
3790	Upogljiv vrtljivi retraktor z režami, 3 palci x 6-1/2 palca (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780269861
3792	Upogljiv vrtljivi retraktor za mehur Marshall, 3 palci x 6 palcev (7,6 cm x 15,2 cm)	10381780269878
3794	Vrtljivi retraktor Harrington Sweetheart, 2 palca x 5 palcev (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780269885
3796	Vrtljivi retraktor Harrington Sweetheart, 2-1/2 palca x 7 palcev (6,4 cm x 17,8 cm)	10381780269892
3798	Vrtljivi splanhnični retraktor, 1-1/2 palca x 4 palce (3,8 cm x 10,2 cm)	10381780269908
3800	Vrtljivi splanhnični retraktor, 1-1/2 palca x 6 palcev (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780269915
3812	Upogljiv vrtljivi retraktor, 1 palec x 4 palci (2,5 cm x 10,2 cm) Mini	10381780269960
3814	Upogljiv vrtljivi retraktor, 1 palec x 5 palcev (2,5 cm x 12,7 cm) Mini	10381780269977
3816	Upogljiv vrtljivi retraktor, 1 palec x 6 palcev (2,5 cm x 15,2 cm), mini	10381780269984
3824	Upogljiv vrtljivi retraktor, 1-1/2 palca x 6 palcev (3,8 cm x 15,2 cm), mini	10381780270027
3848	Vrtljivi retraktor Deaver, 2 palca x 5 palcev (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780270041
3860	Posteriorni vrtljivi retraktor, 1-3/4 palca x 4 palci (4,5 cm x 10,2 cm)	10381780270089
3862	Modificirani vrtljivi retraktor Kelly, 3 palci x 2-1/2 palca (7,6 cm x 6,4 cm)	10381780270096
3864	Modificiran vrtljivi retraktor Kelly, 3 palci x 4 palci (7,6 cm x 10,2 cm)	10381780270102
3870	Upogljiv vrtljivi retraktor, 1-1/2 palca x 7 palcev (3,8 cm x 17,8 cm)	10381780270133
3872	Upogljiv vrtljivi retraktor, 2 palca x 6-1/2 palca (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780270140
3874	Upogljiv vrtljivi retraktor, 2 palca x 8 palcev (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780270157
3886	Vrtljivi splanhnični retraktor, 1-1/2 palca x 3-1/2 palca (3,8 cm x 8,9 cm), MINI	10381780270218
3888	Vrtljivi splanhnični retraktor, 2 palca x 4-1/2 palca (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780270225
3890	Sestav držala za instrumente	10381780270232
3892	Vrtljivi retraktor Fence, 4 palce x 5 palcev (10,2 cm x 12,7 cm)	10381780270249
3900	Lapo-Clamp II (držalo instrumentov)	10381780270256
3909	Vrtljivi retraktor Kelly, 2 palca x 6 palcev (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780270294
3910	Držalo za rezilo FastSnap	10381780270300
3911	Upogljiv vrtljivi retraktor z režami, 1,5 palca x 6 palcev (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780270317
3914	Retraktor Cloward, 0,5 palca x 3 palce (1,3 cm x 7,6 cm)	10381780270324
3915	Koničasti retraktor Cloward, 0,75 palca x 1,25 palca (1,9 cm x 3,2 cm)	10381780270331
3916	Koničasti retraktor Cloward, 0,75 palca x 1,5 palca (1,9 cm x 3,8 cm)	10381780270348
3917	Lateralni retraktor z robom, 0,75 palca x 2 palca (1,9 cm x 5,1 cm)	10381780270355
3918	Lateralni retraktor z robom, 1 palec x 2 palca (2,5 cm x 5,1 cm)	10381780270362
3919	Lateralni retraktor z robom, 1 palec x 3 palci (2,5 cm x 7,6 cm)	10381780270379
3921	Medialni retraktor, 1,25 palca x 2,75 palca (3,2 cm x 7,0 cm)	10381780270386
3922	Medialni retraktor, 1,5 palca x 2,75 palca (3,8 cm x 7,0 cm)	10381780270393
3923	Medialni retraktor, 1,5 palca x 3,5 palca (3,8 cm x 8,9 cm)	10381780270409
3924	Submandibularni upogljiv retraktor, 1 palec x 4 palci (2,5 cm x 10,2 cm)	10381780270416
3925	Submandibularno upogljivo rezilo, 1 palec x 6 palcev (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780270423
3926	Retraktor Meyerding, topi, 1 palec x 3 palci (2,5 cm x 7,6 cm)	10381780270430
3927	Retraktor Meyerding, topi, 2 palca x 2,5 palca (5,1 cm x 6,4 cm)	10381780270447
3928	Retraktor Meyerding, topi, 2 palca x 3 palci (5,1 cm x 7,6 cm)	10381780270454
3929	Retraktor Richardson, 3/4 palca x 2 palca (1,9 cm x 5,1 cm)	10381780270461
3931	Modificiran retraktor Meyerding, desni	10381780270478
3932	Modificiran retraktor Meyerding, levi	10381780270485
3974	Vrtljivi retraktor Mayo, aluminij, 2-3/4 palca x 2 palca (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780270492
3975	Vrtilni pripomoček Mayo, retraktor, aluminij, 3-1/2 palca x 2 palca (8,9 cm x 5,1 cm)	10381780270508
3976	Vrtilni pripomoček Fence, retraktor, aluminij, 4 palci x 6 palcev (10,2 cm x 15,2 cm)	10381780270515
3977	Splanhični vrtljivi retraktor, aluminij, 2 palca x 4-1/2 palca (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780270522
3978	Splanhični vrtljivi retraktor, aluminij, 2 palca x 6 palcev (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780270539
3979	Vrtljivi retraktor za ledvično veno, aluminij, 1 x 6 palcev (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780270546

SKU	Ime in opis izdelka	UDI
3980	Vrtljivi retraktor Deaver, aluminij, 2-3/4 x 4-1/2 palca (7,0 cm x 11,4 cm)	10381780270553
3981	Upogljivi vrtljivi retraktor, aluminij, 2 palca x 6-1/2 palca (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780270560
3983	Vrtljivi retraktor Harrington Sweetheart, aluminij, 2 palca x 5 palcev (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780270584
4017	Vrtljivi retraktor za ledvično veno, aluminij, 1 palec x 4-1/2 palca (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780270591
4019	Splahnčni vrtljivi retraktor, aluminij, 1-1/2 palca x 6 palcev (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780270614
4020	Standardni sklop Wishbone, nastavljen s kotno ročico	10381780270621
4040	Sklop SnapClamp	10381780270638
4070	Omni-Ring, okrogel, 12 palcev (30,5 cm) z roko	10381780270645
4080	Steber za sterilno polje Fast System	10381780270652
4090	Omni-Ring, 12 palcev x 18 palcev (30,5 cm x 45,7 cm), ovalen	10381780270669
4547	Univerzalna objemka za vodilo	10381780270683
4571	Steber za sterilno polje, retraktor za kolk	10381780270690
4592	Retraktor za kolk Mueller, 1 palec x 2,5 palca (2,5 cm x 6,4 cm)	10381780270706
4593	Retraktor za kolk Muller, 1 palec x 3,5 palca (2,5 cm x 8,9 cm)	10381780270713
4594	Retraktor za kolk Muller, 1 palec x 4,5 palca (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780270720
4595	Retraktor za kolk Muller, 1 palec x 5,5 palca (2,5 cm x 14,0 cm)	10381780270744
4597	Retraktor za kolk Muller, 2 palca x 3,5 palca (5,1 cm x 8,9 cm)	10381780270768
4598	Retraktor za kolk Muller, 2 palca x 4,5 palca (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780270775
4599	Retraktor za kolk Muller, 2 palca x 5,5 palca (5,1 cm x 14,0 cm)	10381780270782
4600	Retraktor za kolk Meyerding, 1 palec x 2,5 palca (2,5 cm x 6,4 cm)	10381780270799
4601	Retraktor za kolk Meyerding, 1 palec x 3,5 palca (2,5 cm x 8,9 cm)	10381780270805
4602	Retraktor za kolk Meyerding, 1 palec x 4,5 palca (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780270812
4604	Retraktor za kolk Meyerding, 2 palca x 2,5 palca (5,1 cm x 6,4 cm)	10381780270836
4605	Retraktor za kolk Meyerding, 2 palca x 3,5 palca (5,1 cm x 8,9 cm)	10381780270843
4606	Retraktor za kolk Meyerding, 2 palca x 4,5 palca (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780270850
4607	Retraktor za kolk Meyerding, 2 palca x 5,5 palca (5,1 cm x 14,0 cm)	10381780270867
4621	Kostni kavelj, globina 4 palce (10,2 cm)	10381780270881
4622	Kostni kavelj, globina 5 palcev (12,7 cm)	10381780270898
4637	Vrtljivi prstni retraktor Fence, 2,63 palca x 6 palcev (6,7 cm x 15,2 cm)	10381780270904
4920	Vrtljivi retraktor za ledvično veno, aluminij, 1 palec x 4 palce (2,5 cm x 10,2 cm), neupogljiv	10381780270911
4921	Vrtljivi retraktor za ledvično veno, aluminij, 1 palec x 6 palcev (2,5 cm x 15,2 cm), neupogljiv	10381780270928
4922	Vrtljivi retraktor za ledvično veno, aluminij, 1 palec x 8 palcev (2,5 cm x 20,3 cm), neupogljiv	10381780270935
4927	Vrtljivi retraktor za ledvično veno, nerjavno jeklo, 1 palec x 4 palci (2,5 cm x 10,2 cm), neupogljiv	10381780270942
4928	Vrtljivi retraktor za ledvično veno, SS, 1 palec x 6 palcev (2,5 cm x 15,2 cm), neupogljiv	10381780270959
4929	Vrtljivi retraktor za ledvično veno, SS, 1 palec x 8 palcev (2,5 cm x 20,3 cm), neupogljiv	10381780270966
4932	Vrtljivo rezilo za ledvično veno, nerjavno jeklo, z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 1 palec x 6 palcev (2,5 cm x 10,2 cm)	10381780270980
4933	Vrtljivo rezilo za ledvično veno z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 1 palec x 8 palcev (2,5 cm x 20,3 cm)	10381780270997
4935	Retraktor za ledvično veno, nerjavno jeklo, 1 palec x 4 palci (2,5 cm x 10,2 cm), fiksni	10381780271000
4936	Retraktor za ledvično veno, SS, 1 palec x 6 palcev (2,5 cm x 15,2 cm), neupogljiv	10381780271017
4937	Retraktor za ledvično veno, SS, 1 palec x 8 palcev (2,5 cm x 20,2 cm), neupogljiv	10381780271024
4940	Pregibna prečna palica	10381780271031
4943	Prečna palica, BF-200	10381780271048
4944	Dvojna objemka za stebriček sterilnega polja	10381780271055

SKU	Ime in opis izdelka	UDI
4950	Trak Arthro	10381780268413
4954	Sklop objemke Stoney Richardson	10381780271062
4956	Retraktor z mikronastavitvijo Stoney Richardson, 0,75 palca x 2,5 palca (1,9 cm x 6,4 cm)	10381780271079
4957	Vrtljivi retractor z zobmi, 7/8 palca x 1 palec (2,2 cm x 2,5 cm), ukrivljen, majhen	10381780271086
4958	Vrtljivi retractor z zobmi, 7/8 palca x 1/2 palca (2,2 cm x 1,3 cm), ukrivljen, majhen	10381780271093
4959	Vrtljivi retractor Richardson, 3/4 palca x 1 palec (1,9 cm x 2,5 cm)	10381780271109
4960	Vrtljivi retractor Richardson, 1 palec x 1 palec (2,5 cm x 2,5 cm)	10381780271116
4961	Vrtljivi retractor Richardson, 1 palec x 2 palca (2,5 cm x 5,1 cm), majhen	10381780271123
4962	Splanhnični vrtljivi retractor, 1-1/2 palca x 3-1/2 palca (3,8 cm x 8,9 cm), majhen	10381780271130
4963	Upogljiv vrtljivi retractor, 1/2 palca x 1 palec (1,3 cm x 2,5 cm), majhen	10381780271147
4964	Upogljiv vrtljivi retractor, 3/4 palca x 2 palca (1,9 cm x 5,1 cm)	10381780271154
4965	Upogljiv vrtljivi retractor, 3/4 palca x 3 palci (1,9 cm x 7,6 cm)	10381780271161
4966	Upogljiv vrtljivi retractor, 3/4 palca x 4 palci (1,9 cm x 10,2 cm), majhen	10381780271178
4967	Upogljiv vrtljivi retractor, 1 palec x 1 palec (2,5 cm x 2,5 cm), majhen	10381780271185
4968	Upogljiv vrtljivi retractor, 1 palec x 4 palci (2,5 cm x 10,2 cm), majhen	10381780271192
4969	Upogljivi vrtljivi retractor, 1 palec x 5 palcev (2,5 cm x 12,7 cm), majhen	10381780271208
4970	Upogljivi vrtljivi retractor, 1 palec x 6 palcev (2,5 cm x 15,2 cm), majhen	10381780271215
4971	Upogljivi vrtljivi retractor, 1-1/2 palca x 3 palce (3,8 cm x 7,6 cm), majhen	10381780271222
4972	Upogljivi vrtljivi retractor, 1-1/2 palca x 4 palce (3,8 cm x 10,2 cm), majhen	10381780271239
4973	Upogljiv vrtljivi retractor, 1-1/2 palca x 5 palcev (3,8 cm x 12,7 cm), majhen	10381780271246
4974	Upogljiv vrtljivi retractor, 1-1/2 palca x 6 palcev (3,8 cm x 15,2 cm), majhen	10381780271253
4975	Posteriorni vrtljivi retractor, 1-3/4 palca x 3 palci (4,4 cm x 7,6 cm), majhen	10381780271260
4976	Posteriorni vrtljivi retractor, 1-3/4 palca x 4 palci (4,4 cm x 10,2 cm), majhen	10381780271277
4977	Sprednji vrtljivi retractor, 1-1/2 palca x 3 palci (3,8 cm x 7,6 cm), majhen	10381780271284
4978	Vrtljivi retractor Mayo, 1 palec x 1 palec (2,5 cm x 2,5 cm), majhen	10381780271291
4979	Vrtljivi retractor Mayo, 2 palca x 1-1/2 palca (5,1 cm x 3,8 cm), majhen	10381780271307
4980	Vrtljivi retractor Mayo, 2 palca x 2 palca (5,1 cm x 5,1 cm)	10381780271314
4981	Vrtljivi retractor Mayo, 2-3/4 palca x 2 palca (7,0 cm x 5,1 cm), majhen	10381780271321
4985	Sklop majhnega retraktorja v obliki vilične kosti	10381780271338
4988	Podaljševalna roka Fast-System, 20 palcev (50,8 cm)	10381780271345
10244	Stebriček za sterilno polje Omni-Flex	10381780271369
10269	Standardna roka okvirja Wishbone	10381780271376
10270	Roka majhnega okvirja Wishbone	10381780271383
10272	Sklop objemke s trakom	10381780268420
10385	Rezilo Hohman z dvojno konico	10381780271390
10386	Rezilo Hohman z enojno konico	10381780271406
10387	Rezilo PCL z dvojno konico	10381780271413
10388	Rezilo PCL z eno konico	10381780271420
10389	Topi zobje, globina 3/4 palca (1,9 cm)	10381780271437
10390	Topi zobje, globina 1,25 palca (3,2 cm)	10381780271444
10391	Topi zobje, globina 2-3/8 palca (6,0 cm)	10381780271451
10419	Sklop roke okvirja Cinch	10381780271475
11030	Sklop stranske hitre objemke	10381780271529
11050	Podporna roka Omni-Flex	10381780271550
11070	Podaljševalna roka, premer 0,75 palca (1,9 cm), dolžina 20 palcev (50,8 cm)	10381780271567
11119	SideSnap A.B.H.	10381780271574
11121	Zgibna podaljševalna roka, 19 palcev (48,3 cm)	10381780271581
11182	Nadomestni trakovi Omni-Flex, 12 palcev (30,5 cm), VREČKA Z 12 KOSI	10381780268437
11183	Nadomestni trakovi Omni-Flex, 27 palcev (68,6 cm), VREČKA Z 12 KOSI	10381780268444

SKU	Ime in opis izdelka	UDI
11184	Podporna roka Speed-Tract	10381780271598
11275	Speed-Tract, spojka 1 palec x 1 palec (2,5 cm x 2,5 cm)	10381780271604
11306	Renalno radiolucenčno rezilo, aluminij, 1 palec x 8 palcev (2,5 cm x 20,3 cm)	10381780271673
11308	Splanhnično radiolucenčno rezilo, aluminij, 2 palca x 4,5 palca (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780271680
11309	Radiolucenčno splanhnično rezilo, aluminij, 2 palca x 6 palcev (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780271697
11321	Speed-Tract, stebriček za sterilno polje, s spojko – 18 palcev (45,7 cm)	10381780271703
11340	GhostTract, držalo za kvadratna rezila	10381780271710
11352	Speed-Tract, stebriček za sterilno polje s spojko – 24 palcev (61,0 cm)	10381780271727
11355	Pladenj GHOSTRACT	10381780271734
11360	GHOSTRACT, sklop držala za okroglo rezilo	10381780271741
11382	Ravna prečka, Ø 0,500 palca x 29 palcev (1,3 cm x 73,7 cm)	10381780271758
11383	Sklop držala rezila, 24 palcev (61,0 cm)	10381780271765
11384	Sklop stebrička z enim zglobom, 30 palcev (76,2 cm)	10381780271772
11386	Občutljivo vrtljivo rezilo Mayo, 3,5 palca x 2,75 palca (8,9 cm x 7,0 cm)	10381780271796
11402	Rezilo Harrington Sweetheart, 2 palca x 5 palcev (5,1 cm x 12,7 cm), slog ABH	10381780271826
11406	Splanhnično rezilo, 2 palca x 6 palcev (5,1 cm x 15,2 cm), slog ABH	10381780271864
11407	Splanhnično rezilo, 2 palca x 8 palcev (5,1 cm x 20,3 cm), slog ABH	10381780271871
11408	Sternalno rezilo, močno, 3 palce x 2,75 palca (7,6 cm x 7,0 cm), slog ABH	10381780271888
11409	Rezilo St. Mark's, 2,5 palca x 7 palcev (6,4 cm x 17,8 cm), slog ABH	10381780271895
11440	Vrtljivi retraktor Balfour, kvadratno steblo, 2,75 palca x 3,0 palca (7,0 cm x 7,6 cm)	10381780271901
11441	Vrtljivi retraktor Harrington, kvadratno steblo, 2,5 palca x 7,0 palcev (6,3 cm x 17,8 cm)	10381780271918
11442	Vrtljivi retraktor Kelly, kvadratno steblo, 2 palca x 3 palci (5,1 cm x 7,6 cm)	10381780271925
11443	Vrtljivi retraktor Kelly, kvadratno steblo, 2 palca x 4 palci (5,1 cm x 10,2 cm)	10381780271932
11444	Vrtljivi retraktor Kelly, kvadratno steblo, 2 palca x 5 palcev (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780271949
11445	Vrtljivi retraktor Kelly, kvadratno steblo, 2 palca x 6 palcev (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780271956
11446	Upogljiv vrtljivi retraktor, kvadratno steblo, 1,5 palca x 6 palcev (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780271963
11447	Upogljiv vrtljivi retraktor, kvadratno steblo, 2 palca x 6,5 palca (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780271970
11448	Upogljiv vrtljivi retraktor, kvadratno steblo, 3 palce x 6,5 palca (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780271987
11480	Srednji okrogli obroč, lahek	10381780271994
11481	Srednji ovalni obroč, lahek	10381780272007
11482	Velik ovalni obroč, lahek	10381780272014
11490	Sklop kroglične zaskočke	10381780272021
11500	Zaskočni mehanizem, elevator za stegenico	10381780272038
11501	Sestav stegnene kljuge, 9 palcev (22,9 cm)	10381780272045
11510	Fiksni retraktor Balfour, kvadratno steblo, 2,75 palca x 3,0 palce (7,0 cm x 7,6 cm)	10381780272069
11511	Fiksni retraktor Harrington, kvadratno steblo, 2,5 palca x 7,0 palcev (6,3 cm x 17,8 cm)	10381780272076
11512	Fiksni retraktor Kelly, kvadratno steblo, 2 palca x 3 palce (5,1 cm x 7,6 cm)	10381780272083
11513	Fiksni retraktor Kelly, kvadratno steblo, 2 palca x 4 palce (5,1 cm x 10,2 cm)	10381780272090
11514	Fiksni retraktor Kelly, kvadratno steblo, 2 palca x 5 palcev (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780272106
11515	Fiksni retraktor Kelly, kvadratno steblo, 2 palca x 6 palcev (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780272113
11516	Upogljiv fiksni retraktor, kvadratno steblo, 1,5 palca x 6 palcev (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780272120
11517	Upogljiv fiksni retraktor, kvadratno držalo, 2 palca x 6,5 palca (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780272137
11518	Upogljiv fiksni retraktor, kvadratno držalo, 3 palce x 6,5 palca (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780272144
11560	Nagibna ročična objemka z integrirano čeljustjo	10381780272151

SKU	Ime in opis izdelka	UDI
11627	Velik retraktor za jetra Nathanson	10381780272205
11628	Srednji retraktor za jetra Nathanson	10381780272212
11629	Majhen retraktor za jetra Nathanson	10381780272229
11631	Zelo majhen ovalni obroč 6 palcev x 7-3/4 palca (15,2 cm x 19,7 cm)	10381780272236
11632	Majhen ovalni obroč 8-1/2 palca x 12 palcev (21,6 cm x 30,5 cm)	10381780272243
11633	Majhen okrogel obroč 8-1/2 palca (21,6 cm)	10381780272250
11634	Velik okrogel obroč 12-1/2 palca (31,8 cm)	10381780272267
11635	Majhen segmentiran obroč	10381780272274
11639	Fiksni retraktor Kelly XXS, 2 palca x 1,5 palca (5,1 cm x 3,8 cm)	10381780272298
11640	Fiksni retraktor Kelly XS, 2 palca x 2,5 palca (5,1 cm x 6,4 cm)	10381780272304
11641	Fiksni retraktor Kelly XXL, 2 palca x 8 palcev (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780272311
11642	Velik globok upogljiv fiksni retraktor, 3 palci x 8 palcev (7,6 cm x 20,3 cm)	10381780272328
11644	Otroški retraktor Kelly, 1 palec x 1-1/2 palca (2,5 cm x 3,8 cm)	10381780272335
11645	Otroški retraktor Kelly, 1 palec x 2-1/2 palca (2,5 cm x 6,4 cm)	10381780272342
11646	Nagibna objemka z zaskočnico	10381780272359
11820	Upogljiv retraktor z zarezo, fiksni, 2 palca x 6 palcev (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780272403
11821	Upogljiv retraktor z zarezo, fiksni, 2-1/2 palca x 7 palcev (6,4 cm x 17,8 cm)	10381780272410
11822	Upogljiv retraktor z zarezo, fiksni, 2 palca x 8 palcev (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780272427
11826	Navpični podaljšek Speed-Tract, Ø 1 palec x 12 palcev (2,5 cm x 30,5 cm)	10381780272434
11848	Deljen okvir Speed-Tract, ovalen	10381780272472
11860	Pladenj in pokrov sterilizatorja, komplet rezil za anteriorni ledveni dostop	10381780282280
11861	Sestav okroglega obroča, dvojna roka	10381780272496
11863	Ledvični retraktor, aluminij, 1 palec x 3 palci (2,5 cm x 7,6 cm) A.B.H.	10381780272502
11864	Ledvični retraktor, aluminij, 1 palec x 4 palci (2,5 cm x 10,2 cm) A.B.H.	10381780272519
11865	Ledvični retraktor, aluminij, 1 palec x 5 palcev (2,5 cm x 12,7 cm) A.B.H.	10381780272526
11866	Ledvični retraktor, aluminij, 1 palec x 6 palcev (2,5 cm x 15,2 cm) A.B.H.	10381780272533
11867	Ledvični retraktor, aluminij, 1 palec x 7 palcev (2,5 cm x 17,8 cm) A.B.H.	10381780272540
11868	Ledvični retraktor, aluminij, 1 in x 8 in (2,5 cm x 20,3 cm) A.B.H.	10381780272557
11875	Srednji segmentirani obroč	10381780272564
11880	Stebriček za sterilno polje Omni-Flex s sklopom torzijske objemke s stožčastim nastavkom	10381780272571
11902	Retraktor Balfour, otroški, 2,25 palca x 1,5 palca (5,7 cm x 3,8 cm)	10381780272595
11910	Standardna objemka za rezilo	10381780272625
11931	Majhen retraktor za jetra Nathanson s konico prijemalke Ø 0,375 palca (1,0 cm)	10381780272663
11932	Srednji retraktor Nathanson za jetra s konico prijemalke Ø 0,375 palca (1,0 cm)	10381780272670
11933	Veliki retraktor Nathanson za jetra s konico prijemalke Ø 0,375 palca (1,0 cm)	10381780272687
11936	Fiksni retraktor Richardson, 0,75 palca x 2 palca (1,9 cm x 5,1 cm)	10381780272694
11938	Upogljivi fiksni retraktor, 0,5 palca x 4 palce (1,3 cm x 10,2 cm)	10381780272700
11942	Fiksni retraktor Balfour, 3,5 palca x 2,75 palca (8,9 cm x 7,0 cm)	10381780272724
11944	Upogljiv fiksni retraktor, 2 palca x 10 palcev (5,1 cm x 25,4 cm)	10381780272731
11946	Upogljiv fiksni retraktor, 3 palci x 10 palcev (7,6 cm x 25,4 cm)	10381780272748
11948	Upogljiv fiksni retraktor, 4 palce x 8 palcev (10,2 cm x 20,3 cm)	10381780272755
11952	Fiksni retraktor Harrington Sweetheart, 3,5 x 10,0 palca (8,9 x 25,4 cm)	10381780272779
11954	Fiksni retraktor Richardson, 0,75 palca x 1,0 palec (1,9 x 2,5 cm)	10381780272786
11956	Fiksni retraktor za ledvično veno, 1 palec x 6 palcev (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780272793
11958	Vaginalni lateralni fiksni retraktor, 1 palec x 3 palci (2,5 cm x 7,6 cm)	10381780272809
11960	Vaginalni retraktor Deaver, majhen, 1 palec x 3,5 palca (2,5 cm x 8,9 cm)	10381780272816
11962	Vaginalni retraktor Deaver, velik, 1 palec x 5 palcev (2,54 cm x 12,7 cm)	10381780272823
11964	Vaginalni posteriorni retraktor, 1 palec x 4,5 palca (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780272830
11966	Perinealni segmentni obroč, 8 palcev x 10-1/2 palca (20,3 cm x 26,7 cm)	10381780272847
11968	Perinealni togi obroč 8 palcev x 10-1/2 palca (20,3 cm x 26,7 cm)	10381780272854
10144R	Zglobno držalo rezila	10381780271352

SKU	Ime in opis izdelka	UDI
11300R	Radiolucenčno rezilo Deaver, aluminij, 2-3/4 palca x 4-1/2 palca (7,0 cm x 11,4 cm)	10381780271611
11301R	Upogljivo radiolucenčno rezilo, aluminij, 2 palca x 6-1/2 palca (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780271628
11302R	Radiolucenčno rezilo Mayo, aluminij, 2-3/4 palca x 2 palca (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780271635
11304R	Radiolucenčno ledvično rezilo, aluminij, 1 palec x 4 palci (2,5 cm x 10,2 cm)	10381780271659
11305R	Radiolucenčno ledvično rezilo, aluminij, 1 palec x 6 palcev (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780271666
11400R	Rezilo Deaver, 2,75 palca x 4,5 palca (7,0 cm x 11,4 cm), slog ABH	10381780271802
11401R	Rezilo Fence, 4 palce x 6 palcev (10,2 cm x 15,2 cm), slog ABH	10381780271819
11403R	Upogljivo rezilo z utori, 2 palca x 6,5 palca (5,1 cm x 16,5 cm), slog ABH	10381780271833
11404R	Rezilo Mayo, 2,75 palca x 2 palca (7,0 cm x 5,1 cm), slog ABH	10381780271840
11405R	Rezilo za ledvično veno, 1 palec x 6 palcev (2,5 cm x 15,2 cm), slog ABH	10381780271857
11502R	Stebriček za sterilno polje in ročica dvigala za stegenico	10381780272052
11610R	Pregibno držalo za rezilo z objemko SnapClamp	10381780272182
11904R	Retraktor Deaver, majhen, 0,75 palca x 3,0 palca (1,9 cm x 7,6 cm)	10381780272601
3030R	Sklop stebrička, z dvojnimi sklepom	10381780268451
3041R	Sklop matice ročaja, 3/8 palca (1,0 cm)	10381780268475
3044R	Varovalna podložka, 3/4 palca (1,9 cm)	10381780282266
3046R	Sestav gredi držala rezila, 6 palcev (15,2 cm)	10381780268482
3091R	Rezilo retraktorja Doherty-Harrington z odprtino 3/8 palca (1,0 cm)	10381780268543
3094R	Sternalni retraktor, 3 palce x 3 palce (7,6 cm x 7,6 cm)	10381780268574
3101R	Fiksni retraktor za ledvično veno, 1 palec x 6 palcev (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780268611
3103R	Vrtljivi retraktor Richardson, 1 palec x 1 palec (2,5 cm x 2,5 cm)	10381780268628
3104R	Vrtljivi retraktor Richardson, 3/4 palca x 1-1/2 palca (1,9 cm x 3,8 cm)	10381780268635
3105R	Vrtljivi retraktor Richardson, 1 palec x 1-1/2 palca (2,5 cm x 3,8 cm)	10381780268642
3120R	Kratek fiksni retraktor Deaver, 3 palci x 4 palci (7,6 cm x 10,2 cm)	10381780268659
3121R	Fiksni retraktor Deaver, 4 palci x 5,5 palca (10,4 cm x 14,0 cm)	10381780268666
3132R	Standardno vrtljivo rezilo Mayo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 2,75 palca x 2 palca (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780268673
3138R	Fiksni retraktor Deaver, 2,75 palca x 4,5 palca (7,0 cm x 11,4 cm)	10381780268703
3145R	Fiksni retraktor Kelly Mod, 3 palci x 3 palci (7,6 cm x 7,6 cm)	10381780268727
3147R	Prilagojen Kellyjev retraktor, 3 palci x 4 palci (7,6 cm x 10,2 cm), fiksni	10381780268741
3150R	Upogljivo vrtljivo rezilo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 2 palca x 6,5 palca (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780268765
3151R	Upogljivo vrtljivo rezilo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 3 palci x 6,5 palca (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780268772
3152R	Upogljivo vrtljivo rezilo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 4 palci x 6,5 palca (10,2 cm x 16,5 cm)	10381780268789
3167R	Sklop rezila in ročice Stoney Richardson, 0,75 palca x 2,5 palca (1,9 cm x 6,4 cm)	10381780268796
3175R	Široki fiksni retraktor Mayo	10381780268819
3178R	Držalo za rezilo z mikronastavitvijo, komplet	10381780268840
3187R	Fiksni retraktor Deaver, 2 palca x 5 palcev (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780268864
3222R	Vrtljivo rezilo Deaver, 2-3/4 palca x 4-1/2 palca (7,0 cm x 11,4 cm)	10381780268949
3223R	Vrtljivo rezilo Fence z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 4 palci x 5 palcev (10,2 cm x 12,7 cm)	10381780268956
3225R	Mini vrtljivi retraktor Richardson, 1 palec x 1 palec (2,5 cm x 2,5 cm)	10381780268963
3259R	I.M.A. Sklop z zobmi, topi zobje, ukrivljen	10381780268970
3281R	Retraktor z zobmi, 0,875 palca x 1 palec (2,2 cm x 2,5 cm), ukrivljen, mini	10381780269014
3341R	Vrtljivi retraktor Richardson, 3/4 palca x 1 palec (1,9 cm x 2,5 cm) Mini	10381780269069
3361R	Splanhični fiksni retraktor, 1,5 palca x 3,5 palca (3,8 cm x 8,9 cm), mini	10381780269090
3376R	Upogljivo vrtljivo rezilo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 1,5 palca x 6 palcev (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780269137
3377R	Upogljivo vrtljivo rezilo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 1,5 palca x 7 palcev (3,8 cm x 17,8 cm)	10381780269144

SKU	Ime in opis izdelka	UDI
3379R	Sklop ročice držala rezila, 6 palcev (15,2 cm), mini	10381780269151
3394R	Upogljivo vrtljivo rezilo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 1 palec x 7 palcev (2,5 cm x 17,8 cm)	10381780269199
3397R	Vrtljivi retraktor Mayo, 3-1/2 palca x 2 palca (8,9 cm x 5,1 cm)	10381780269205
3399R	Fiksni retraktor Harrington, 2,5 palca x 7 palcev (6,4 cm x 17,8 cm)	10381780269229
3422R	Komplet pladnja in pokrova za sterilizator, 12,5 palca x 26,5 palca (31,8 cm x 67,3 cm)	10381780269236
3804R	Anteriorni vrtljivi retraktor, 1-1/2 palca x 3 palce (3,8 cm x 7,6 cm) Mini	10381780269922
3806R	Upogljiv vrtljivi retraktor, 3/4 palca x 2 palca (1,9 cm x 5,1 cm), mini	10381780269939
3808R	Upogljiv vrtljivi retraktor, 3/4 palca x 3 palce (1,9 cm x 7,6 cm), mini	10381780269946
3810R	Upogljiv vrtljivi retraktor, 3/4 palca x 4 palca (1,9 cm x 10,2 cm), mini	10381780269953
3818R	Upogljiv vrtljivi retraktor, 1-1/2 palca x 3 palci (3,8 cm x 7,6 cm), mini	10381780269991
3820R	Upogljiv vrtljivi retraktor, 1-1/2 palca x 4 palci (3,8 cm x 10,2 cm), mini	10381780270003
3822R	Upogljiv vrtljivi retraktor, 1-1/2 palca x 5 palcev (3,8 cm x 12,7 cm), mini	10381780270010
3854R	Vrtljivi retraktor Deaver, 1-1/2 palca x 6 palcev (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780270065
3856R	Vrtljivi retraktor Fence, 4 palce x 8 palcev (10,2 cm x 20,3 cm)	10381780270058
3858R	Posteriorni vrtljivi retraktor, 1-3/4 palca x 3 palci (4,5 cm x 7,6 cm)	10381780270072
3866R	Vrtljivi retraktor Mayo, 2-3/4 palca x 3 palci (7,0 cm x 7,6 cm)	10381780270119
3868R	Vrtljivi retraktor Mayo, 3-1/2 palca x 4 palci (8,4 cm x 10,2 cm)	10381780270126
3876R	Upogljiv vrtljivi retraktor, 3 palci x 6-1/2 palca (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780270164
3878R	Upogljiv vrtljivi retraktor, 3 palce x 8 palcev (7,6 cm x 20,3 cm)	10381780270171
3880R	Upogljiv vrtljivi retraktor, 4 palci x 6-1/2 palca (10,2 cm x 16,5 cm)	10381780270188
3882R	Upogljiv vrtljivi retraktor, 10,2 cm x 20,3 cm (4 palci x 8 palcev)	10381780270195
3883R	Vrtljivi retraktor Mayo, 2 palca x 2 palca (5,1 cm x 5,1 cm)	10381780270201
3906R	Vrtljivi retraktor Kelly, 2 palca x 3 palce (5,1 cm x 7,6 cm)	10381780270263
3907R	Vrtljivi retraktor Kelly, 2 palca x 4 palce (5,1 cm x 10,2 cm)	10381780270270
3908R	Vrtljivi retraktor Kelly, 2 palca x 5 palcev (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780270287
3982R	Upogljiv vrtljivi retraktor, aluminij, 3 palci x 6-1/2 palca (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780270577
4018R	Vrtljivi retraktor za ledvično veno, aluminij, 1 palec x 4 palci (2,5 cm x 10,2 cm)	10381780270607
4105R	Splanhnični vrtljivi retraktor, aluminij, 2 palca x 8 palcev (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780270676
4596R	Retraktor kolka Mulier, 2 palca x 2,5 palca (5,1 cm x 6,4 cm)	10381780270751
4603R	Retraktor kolka Meyerding, 1 palec x 5,5 palca (2,5 cm x 14,0 cm)	10381780270829
4615R	Kostni kavelj, 2-1/2 palca (6,4 cm)	10381780270874