

Drägerwerk AG & Co. KGaA, 23542 Lübeck

Za naše stranke, ki so kupile
anestezijske delovne postaje Dräger Atlan

April 2026

Dopolnilo: pomembno varnostno obvestilo!

**Možna okvara samodejne ventilacije
zaradi okvare v elektroniki motorja**

Prizadete so SAMO anestezijske delovne postaje Atlan, ki so navedene v prilogi.

Druge anestezijske naprave NISO prizadete!

Spoštovani!

Kot del korektivnega ukrepa smo oktobra 2024 razposlali **pomembno varnostno obvestilo** in kot previdnostni ukrep zamenjali motorje ventilatorjev, ki jih je poškodovala začasna nepravilnost v postopku sestavljanja.

V postopku neprestanega spremljanja trga smo ugotovili, da je bilo oktobra 2024 poškodovano še omejeno število dodatnih naprav Atlan in bomo, kot previdnosti ukrep, zamenjali tudi na teh napravah motorje ventilatorjev.

Prosimo, preberite priloženo **Varnostno obvestilo** iz oktobra 2024 in seznam prizadetih naprav Atlan.

Prosimo, poskrbite, da bodo vsi uporabniki naprav Dräger Atlan in druge zadevne osebe v vašem podjetju upoštevali to pomembno varnostno obvestilo.

Za potrditev izpolnite priloženi obrazec za odgovor in nam ga vrnite v 14 dneh.

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Nemčija
Naslov:
23542 Lübeck, Nemčija
Tel +49 451 882-0
Faks +49 451 882-2080
info@draeger.com
www.draeger.com

Podatki o banki:
Commerzbank AG, Lübeck
IBAN: DE95 2304 0022 0014 6795 00
Koda Swift: COBA DE FF 230

Sparkasse zu Lübeck
IBAN: DE15 2305 0101 0001 0711 17
Koda Swift: NOLADE21SPL

Sedež podjetja: Lübeck
Poslovni register:
Okrajno sodišče v Lübecku HRB 7903 HL
Splošni partner:
Drägerwerk Verwaltungs AG
Sedež podjetja: Lübeck
Poslovni register:
Okrajno sodišče v Lübecku HRB 7395 HL
Identifikacijska številka UID: DF135082211

Predsednica nadzornega odbora
Drägerwerk AG & Co. KGaA:
Maria Dietz
Predsednik nadzornega odbora
Drägerwerk Verwaltungs AG:
Stefan Lauer

Izvršni odbor:
Stefan Dräger (predsednik)
Stefanie Hirsch
Rainer Klug
Gert-Hartwig Lescow
Dr. Reiner Piske
Anton Schrofner

Če ste izdelke posredovali tretjim osebam, jim, prosimo, posredujte kopijo tega pomembnega varnostnega obvestila.

Prosimo, obdržite to pomembno varnostno obvestilo, dokler prizadeti sestavni deli niso zamenjani.

Pristojni organi so bili obveščeni o tem ukrepu.

Prepoznavanje poškodovanih medicinskih naprav:

Glede na naš arhiv ste prejeli vsaj eno anestezijsko delovno postajo, ki jo je proizvedla družba Drägerwerk AG & Co. KGaA (Evropska enotna registrska številka: DE-MF-000005329), ki je morda prizadeta. Prosimo, preglejte priložen seznam poškodovanih naprav Atlan. Naš servis Dräger vas bo kontaktiral in se z vami dogovoril za termin, da brezplačno zamenja motor ventilatorja.

Če imate kakršnokoli vprašanje, se obrnite na vašega lokalnega predstavnika družbe Dräger.

Opravičujemo se vam za kakršne koli nevšečnosti, ki vam jih ta ukrep povzroči.

S spoštovanjem,

Cristoph Marquard
Oddelek za upravljanje z izdelki
Poslovna enota za terapije

Oliver Möller
Oddelek za spremljanje po vstopu na trg
Kakovost in regulativne zadeve

Priloga:

- **Pomembno varnostno obvestilo**
- **Seznam poškodovanih naprav Atlan**
- **Obrazec za odgovor**